

Эндоскопическая тележка КРОНТ ТЭ-4-01

Эндоскопические тележки и органайзеры



Ваша цена

Розница
22 100 руб.

Оптовая цена
21 415 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Эндоскопическая тележка КРОНТ ТЭ-4-01

Эндоскопическая тележка КРОНТ ТЭ-4-01 предназначена для размещения и транспортировки эндоскопического оборудования и инструментов в эндоскопических кабинетах лечебно-профилактических учреждений. Конструкция выполнена из стальной трубы с порошковым покрытием и оснащена четырьмя поддонами из ударопрочного полимерного материала, двумя навесными полками и держателем для двух эндоскопов.

Тележка оборудована поворотными колёсными опорами Ø 100 мм с резиновым ободом, две из которых имеют тормоза, а также пластиковыми амортизирующими отбойниками для защиты конструкции. Поддоны и полки самофиксируются и съёмные, что упрощает санитарную обработку. Допускается использование любых дезинфицирующих средств, разрешённых в РФ.

Особенности

- Рамная конструкция из стальной трубы с порошковым покрытием.
- Четыре поддона из ударопрочного полимерного материала.
- Две навесные полки и держатель для двух эндоскопов.
- Самофиксирующиеся и лёгкосъёмные поддоны и полки для удобной обработки.
- Поворотные колёса Ø 100 мм с резиновыми ободами и фиксаторами.
- Пластиковые амортизирующие отбойники на стойках.
- Обработка допускается любыми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Цвет | Белый |
| Грузоподъёмность | до 70 кг (равномерно распределённая по полкам) |
| Рабочая поверхность верхнего поддона | 770 × 400 × 13 мм |
| Рабочая поверхность средних и нижнего поддонов | 710 × 400 × 25 мм |
| Расстояние между поддонами | 260 мм; 240 мм; 340 мм |
| Диаметр колёс | 100 мм |
| Срок службы | 5 лет |
| Гарантия | 2 года |

Преимущества

Тележка КРОНТ ТЭ-4-01 обладает рядом преимуществ, которые обеспечивают удобство эксплуатации, надёжность и долговечность:

- Прочная конструкция из качественных материалов — гарантирует долгий срок службы при интенсивной эксплуатации.
- Эргономичный дизайн — обеспечивает удобство использования в условиях медицинских учреждений.
- Четыре поворотных колеса с фиксаторами — способствуют лёгкой маневренности и устойчивости.
- Наличие удобных ручек — облегчает управление тележкой и транспортировку оборудования.
- Вместительные полки — позволяют организовать хранение и перевозку различных инструментов и принадлежностей.
- Поверхности легко поддаются санитарной обработке — соответствуют требованиям гигиены.
- Компактные размеры — удобны для использования в помещениях с ограниченным пространством.
- Соответствие стандартам медицинского оборудования — обеспечивает безопасность персонала и пациентов.

Тележка является практичным и надёжным решением для оптимизации рабочего процесса в лечебно-профилактических организациях.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--------------------------------|---------------------------|
| Бренд | КРОНТ |
| Страна бренда | Россия |
| Габариты, мм | 895 × 525 × 1 800 - 2 200 |
| Вес, кг | 25 |
| Габариты в упаковке, см | 1 200 × 350 × 51 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.