

Эндоскопическая видеокамера Оптимед Вэ-01

Осветители, видеокамеры и кабели



 **ОПТИМЕД**
 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Эндоскопическая видеокамера Оптимед Вэ-01

Эндоскопическая видеокамера Оптимед Вэ-01 предназначена для получения и вывода на экран монитора высококачественного цветного изображения при проведении эндоскопических исследований и хирургических вмешательств. Видеокамера совместима с различными типами эндоскопов и обеспечивает качественную визуализацию исследуемых анатомических структур.

Устройство отличается высокой точностью цветопередачи и поддерживает функцию автоматической настройки баланса белого, что позволяет получать естественное изображение тканей и облегчает проведение диагностики и малоинвазивных операций.

Настройка параметров работы осуществляется с помощью удобного экранного меню на русском языке. Все установленные пользователем параметры сохраняются в памяти устройства, благодаря чему видеокамера готова к работе без необходимости повторной настройки после каждого включения. Видеокамера также адаптирована для работы с фиброэндоскопами, что расширяет область её применения.

Особенности

- Получение высококачественного цветного изображения.
- Совместимость с различными типами эндоскопов.
- Высокая точность цветопередачи.
- Автоматическая настройка баланса белого.
- Управление параметрами через экранное меню.
- Экранное меню полностью на русском языке.
- Сохранение пользовательских настроек после выключения.
- Высокое отношение сигнал/шум.
- Адаптация для работы с фиброэндоскопами.
- Простая интеграция в состав эндоскопических видеосистем.

Показания к применению

- Эндоскопические диагностические исследования.
- Малоинвазивные хирургические вмешательства.
- Работа с жесткими эндоскопами.
- Работа с фиброэндоскопами.
- Использование в составе эндоскопических видеосистем.
- Вывод эндоскопического изображения на медицинский монитор.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Назначение	Получение и вывод цветного изображения от эндоскопов на монитор
Совместимость	Эндоскопы различных типов
Цветопередача	Высококачественная
Баланс белого	Автоматическая настройка
Управление настройками	Экранное меню

Язык экранного меню	Русский
Сохранение настроек	Есть
Отношение сигнал/шум (видеосигнал)	Не менее 45 дБ
Работа с фиброэндоскопами	Поддерживается

Преимущества

- Получение высококачественного цветного изображения при эндоскопических исследованиях и операциях.
- Совместимость с различными типами эндоскопов.
- Адаптация для работы с фиброэндоскопами.
- Высокоточная цветопередача для достоверной визуализации тканей.
- Автоматический баланс белого обеспечивает естественную передачу цветов.
- Экранное меню позволяет быстро настраивать параметры изображения.
- Русскоязычный интерфейс упрощает работу медицинского персонала.
- Сохранение пользовательских настроек исключает необходимость повторной настройки после включения.
- Высокое отношение сигнал/шум не менее 45 дБ способствует получению чёткого изображения с минимальным уровнем помех.
- Подходит для использования в составе современных эндоскопических видеосистем.
- Обеспечивает стабильное качество изображения на протяжении всей процедуры.
- Удобная интеграция в существующий эндоскопический комплекс.
- Повышает информативность диагностики и удобство проведения малоинвазивных вмешательств.
- Простое и интуитивно понятное управление настройками.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Оптимед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для эндоскопического отделения
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040356.pdf
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.