

## Фармацевтический двухкамерный холодильник ПОЗИС ХФД-280

Фармацевтические холодильники



### Ваша цена

Розница  
**58 506 руб.**

Оптовая цена  
**57 044 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Температура в холодильнике, °C: +2...+15
- Общий объём, л: 280 (140 / 140)

## Описание

### Фармацевтический двухкамерный холодильник ПОЗИС ХФД-280

ПОЗИС ХФД-280 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2 до +15 °C. Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с двумя независимыми холодильными камерами объёмом по 140 л, каждая из которых оснащена отдельным замком. Модель может эксплуатироваться в аптеках, клиниках, больницах, лабораториях, научно-исследовательских институтах и других медицинских учреждениях при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °C.

Варианты исполнения: верхняя дверь – тонированное стекло, нижняя дверь – металл; обе двери – металл; обе двери – тонированное стекло. Тонированное стекло защищает содержимое от воздействия инфракрасных лучей, сохраняя фармакологические препараты в безопасных условиях.

Холодильник оснащён микропроцессорным регулятором температуры со сверхчувствительным датчиком, системой принудительной циркуляции воздуха, функцией автоматического поддержания температуры и сигнализацией при отклонении параметров. Для удобства предусмотрены пластиковые контейнеры для препаратов (4 шт.) и роликовые опоры для перемещения.

ПОЗИС ХФД-280 имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ (РЗН 2015/3531 от 25.03.2024) и прошёл валидацию на соответствие требованиям Надлежащей практики дистрибуции ЕАЭС. Средний срок службы составляет 10 лет.

Расход электроэнергии: 1,42 кВт·ч/сутки при температуре окружающего воздуха 25 °C.

### Особенности

- двухкамерная конструкция (2 × 140 л) с независимым управлением;
- микропроцессорный регулятор температуры с датчиком высокой чувствительности;
- система принудительной циркуляции воздуха;
- двери с замками для защиты содержимого;
- сигнализация при отклонении температуры от заданной;
- отображение текущей температуры на панели управления;
- отключение вентилятора при открывании двери;
- пластиковые контейнеры для препаратов (4 шт.);
- роликовые опоры для удобства перемещения;
- декоративная шторка и кронштейн (для модели с двумя стеклянными дверями).

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Система охлаждения	динамическая
Тип управления	электронное, с цифровым дисплеем

Количество полок	4 шт., регулируемые
Встроенный замок	есть
Система сигнализации	звуковая и световая при отклонении температуры
Автономное сохранение холода	до 5 ч при отключении электропитания
Климатический класс	SN, N
Условия эксплуатации	температура окружающего воздуха +10...+35 °С, влажность до 80% при 25 °С
Средний срок службы	10 лет

## Преимущества

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФД-280 – это надёжное оборудование для точного и безопасного хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и других медицинских материалов, требующих стабильного температурного режима.

- Температурный диапазон от +2 °С до +8 °С – обеспечивает оптимальные условия для хранения препаратов.
- Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем – позволяет задавать и контролировать параметры охлаждения с высокой точностью.
- Система аварийной сигнализации – предупреждает о выходе температуры за допустимые пределы и перебоях в электросети.
- Двойная дверца с прозрачной внутренней створкой – снижает теплопотери и обеспечивает хороший обзор содержимого.
- Встроенный замок – исключает несанкционированный доступ к препаратам.
- Регулируемые по высоте полки – удобное размещение упаковок и контейнеров разного формата.
- Энергоэффективная система охлаждения и теплоизоляция – минимизируют энергопотребление.
- Внутреннее светодиодное освещение – обеспечивает равномерную подсветку без нагрева воздуха.
- Автономное сохранение холода – поддерживает стабильную температуру в течение длительного времени при отключении электропитания.
- Простота эксплуатации и обслуживания – удобная панель управления и лёгкий доступ к основным узлам.

ПОЗИС ХФД-280 – это современное решение для аптек, клиник, лабораторий и медицинских учреждений, где особенно важны надёжность, точность и соблюдение санитарных норм.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	POZIS
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010021228.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010021228.pdf</a>
<b>Форм-фактор холодильника</b>	высокий (напольный)
<b>Температура в холодильнике, °С</b>	+2...+15
<b>Общий объём, л</b>	280 ( 140 / 140 )
<b>Количество компрессоров, шт</b>	2
<b>Хладагент</b>	☑R600a (озонобезопасный)
<b>Максимальный шум, дБ</b>	не более 55
<b>Габариты, мм</b>	

	600±10 × 610±10 / 650±10 (без ручки / с ручкой) ×
	1683±15
<b>Вес, кг</b>	84.5
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	630 × 650 × 1 730
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	Максимум 150
<b>Страна производства</b>	Россия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.