

Фармацевтические холодильники



Ваша цена Розница 57 358 руб. Под заказ НДС не облагается Форм-фактор холодильника: высокий (напольный) Температура в холодильнике, °C: +2...+15 Общий объём, л: 280 (140 / 140)

Описание

Arrav

Фармацевтический двухкамерный холодильник ПОЗИС ХФД-280

ПОЗИС ХФД–280 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2 до +15 °C. Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с двумя независимыми холодильными камерами объёмом по 140 л, каждая из которых оснащена отдельным замком. Модель может эксплуатироваться в аптеках, клиниках, больницах, лабораториях, научно-исследовательских институтах и других медицинских учреждениях при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °C.

Варианты исполнения: верхняя дверь – тонированное стекло, нижняя дверь – металл; обе двери – металл; обе двери – тонированное стекло. Тонированное стекло защищает содержимое от воздействия инфракрасных лучей, сохраняя фармакологические препараты в безопасных условиях.

Холодильник оснащён микропроцессорным регулятором температуры со сверхчувствительным датчиком, системой принудительной циркуляции воздуха, функцией автоматического поддержания температуры и сигнализацией при отклонении параметров. Для удобства предусмотрены пластиковые контейнеры для препаратов (4 шт.) и роликовые опоры для перемещения.

ПОЗИС ХФД–280 имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ (РЗН 2015/3531 от 25.03.2024) и прошёл валидацию на соответствие требованиям Надлежащей практики дистрибуции ЕАЭС. Средний срок службы составляет 10 лет.

Расход электроэнергии: 1,42 кВт×ч/сутки при температуре окружающего воздуха 25 °C.

Особенности

- двухкамерная конструкция (2 × 140 л) с независимым управлением;
- микропроцессорный регулятор температуры с датчиком высокой чувствительности;
- система принудительной циркуляции воздуха;
- двери с замками для защиты содержимого;
- сигнализация при отклонении температуры от заданной;
- отображение текущей температуры на панели управления;
- отключение вентилятора при открывании двери;
- пластиковые контейнеры для препаратов (4 шт.);
- роликовые опоры для удобства перемещения;
- декоративная шторка и кронштейн (для модели с двумя стеклянными дверями).

Технические характеристики



Характеристика Значение
Система охлаждения динамическая
Тип управления электронное, с цифровым дисплеем
Количество полок 4 шт., регулируемые
Встроенный замок есть
Система сигнализации звуковая и световая при отклонении температуры
Автономное сохранение холода до 5 ч при отключении электропитания
Климатический класс SN, N
Условия эксплуатации температура окружающего воздуха +10+35 °C, влажность до 80% при 25 °C
Средний срок службы 10 лет

Преимущества

Фармацевтический холодильник ПОЗИС ХФД-280- это надёжное оборудование для точного и безопасного хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и других медицинских материалов, требующих стабильного температурного режима.

- Температурный диапазон от +2 °C до +8 °C обеспечивает оптимальные условия для хранения препаратов.
- Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем позволяет задавать и контролировать параметры охлаждения с высокой точностью.
- Система аварийной сигнализации предупреждает о выходе температуры за допустимые пределы и перебоях в электросети.
- Двойная дверца с прозрачной внутренней створкой снижает теплопотери и обеспечивает хороший обзор содержимого.
- Встроенный замок исключает несанкционированный доступ к препаратам.
- Регулируемые по высоте полки удобное размещение упаковок и контейнеров разного формата.
- Энергоэффективная система охлаждения и теплоизоляция минимизируют энергопотребление.
- Внутреннее светодиодное освещение обеспечивает равномерную подсветку без нагрева воздуха.
- Автономное сохранение холода поддерживает стабильную температуру в течение длительного времени при отключении электропитания.
- Простота эксплуатации и обслуживания удобная панель управления и лёгкий доступ к основным узлам.

ПОЗИС $X\Phi J$ –280 — это современное решение для аптек, клиник, лабораторий и медицинских учреждений, где особенно важны надёжность, точность и соблюдение санитарных норм.

Характеристики

Габариты, мм

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Температура в холодильнике, °С	+2+15
Общий объём, л	280 (140 / 140)
Количество компрессоров, шт	2
Хладагент	⊠ R600a (озонобезопасный)
Максимальный шум, дБ	не более 55



600±10 × 610±10 / 650±10 (без ручки / с ручкой) ×

1683±15

Вес, кг	84.5
Габариты в упаковке, мм	630 × 650 × 1 730
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	Максимум 150
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.