

Фармацевтический холодильник Бирюса 246K-R для хранения вакцин (242 л, +2...+8 °C)

Фармацевтические холодильники



- Тип холодильника: для вакцин
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °C: +2...+8
- Общий объём, л: 242

бирюса

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Холодильник Бирюса 246K-R для хранения вакцин

Холодильник Бирюса 246K-R предназначен для безопасного хранения вакцин и других иммунобиологических лекарственных препаратов при температуре от +2 до +8 °C. Модель разработана для эксплуатации в медицинских учреждениях, обеспечивая соблюдение требований к холодовой цепи и поддержание стабильного температурного режима.

Холодильник оснащён электронной системой управления, цифровым дисплеем и системой сигнализации повышения или отклонения температуры. Внутренний объём 242 л и пять полок обеспечивают удобное размещение вакцин и других термочувствительных препаратов.

Особенностью модели является возможность автономной работы до 24 часов при использовании аккумуляторной батареи, входящей в комплект поставки. Светодиодное освещение, возможность перевешивания двери и экономичное энергопотребление делают холодильник удобным для ежедневной эксплуатации.

Особенности

- Предназначен для хранения вакцин и иммунобиологических препаратов.
- Температурный диапазон хранения от +2 до +8 °C.
- Автономная работа до 24 часов при использовании аккумуляторной батареи.
- Аккумуляторная батарея входит в комплект поставки.
- Электронная система управления.
- Цифровой дисплей для контроля параметров работы.
- Система сигнализации отклонения или повышения температуры.
- Внутренний объём 242 л.
- Пять полок для удобной организации хранения.
- Светодиодное внутреннее освещение.
- Возможность перевешивания двери.
- Один компрессор.
- Низкое энергопотребление.
- Корпус белого цвета.
- Средний срок службы не менее 10 лет.

Хранение

- Хранение вакцин.
- Хранение иммунобиологических лекарственных препаратов.
- Соблюдение холодовой цепи при хранении термочувствительных препаратов.
- Использование в лечебно-профилактических учреждениях.
- Использование в поликлиниках и амбулаториях.
- Использование в прививочных кабинетах.
- Использование в вакцинальных центрах.
- Использование в аптеках.
- Использование в диагностических и научно-исследовательских учреждениях.

Комплект поставки

- Холодильник Бирюса 246K-R.
- Аккумуляторная батарея.
-

- Полки — 5 шт.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип двери	Глухая
Цвет	Белый
Количество полок	5
Тип управления	Электронное
Суточный расход электроэнергии (при температуре окружающего воздуха 24 °C)	0,7 кВт·ч
Возможность перевешивания двери	Да
Дисплей	Есть
Сигнализация отклонения / повышения температуры	Есть
Освещение	Светодиодное
Температура окружающей среды	10 – 35 °C
Допустимая относительная влажность	Не более 80 % при температуре 25 °C
Средний срок службы	Не менее 10 лет

Преимущества

- Предназначен для безопасного хранения вакцин и других иммунобиологических лекарственных препаратов.
- Поддерживает стабильный температурный режим от +2 до +8 °C.
- Автономная работа до 24 часов при отключении электропитания.
- Аккумуляторная батарея входит в комплект поставки.
- Электронная система управления обеспечивает точное поддержание температуры.
- Цифровой дисплей позволяет контролировать параметры работы холодильника.
- Система сигнализации своевременно информирует об отклонении или повышении температуры.
- Внутренний объём 242 л позволяет хранить значительный запас вакцин.
- Пять полок обеспечивают удобную сортировку препаратов.
- Возможность перевешивания двери облегчает установку в помещениях с различной планировкой.
- Светодиодное освещение обеспечивает хорошую видимость содержимого без значительного увеличения энергопотребления.
- Экономичный расход электроэнергии составляет 0,7 кВт·ч в сутки.
- Низкая номинальная потребляемая мощность — 55 Вт.
- Один компрессор обеспечивает надёжную работу холодильной системы.
- Глухая дверь защищает вакцины от воздействия света.
- Средний срок службы составляет не менее 10 лет.
- Соответствует требованиям хранения препаратов в условиях холодовой цепи.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бирюса
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010041079.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010041079.pdf
Тип холодильника	для вакцин

Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °C	+2...+8
Общий объём, л	242
Количество компрессоров, шт	1
Максимальный шум, дБ	60
Габариты, мм	665×780×1690
Вес, кг	85
Вес в упаковке, кг	95
Габариты в упаковке, мм	730×850×1720
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	55
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.