

## Фармацевтический холодильник POZIS XF-140 (с белой дверцей)

Медицинские и фармацевтические холодильники    Арт. 215CV



### Ваша цена

Розница  
**29 665 руб.**

Оптовая цена  
**29 158 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: компактный
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °C: 2-15
- Общий объём, л: 140
- Объём холодильной камеры, л: 140

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/05705 от 30.08.2023

## Описание

### Фармацевтический холодильник POZIS XF-140

Фармацевтический холодильник POZIS XF-140 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов при температуре от + 2 до + 15 °C. Отличается небольшими размерами, его можно разместить на столе.

Выпускается в двух вариантах:

- со сплошной металлической дверью;
- с серебристой дверью из нержавеющей стали.

Дверь холодильника снабжена замком.

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС.

На POZIS XF-140 предоставляются термокарты.

Потребление электроэнергии: 0,57 кВт·ч/сутки.

## Преимущества

### Преимущества фармацевтического холодильника POZIS XF-140

- Отображение температуры на табло панели управления.
- Отключение вентилятора при открывании двери.
- Пластиковые контейнеры для фармацевтических препаратов — 2 шт.
- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры.
- Система принудительной циркуляции воздуха.
- Металлическая дверь с замком.
- Автоматическое поддержание температуры в камере.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	215CV
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	фармацевтический
Форм-фактор холодильника	компактный
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °C	2-15
Общий объём, л	140
Объём холодильной камеры, л	140
Количество компрессоров, шт	1
Габариты, мм	910×610×600
Вес, кг	40
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	165
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.