

## Фармацевтический холодильник POZIS XF-140 (с белой дверцей)

Медицинские и фармацевтические холодильники



### Ваша цена

Розница  
**29 665 руб.**

Оптовая цена  
**29 158 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: компактный
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °C: 2-15
- Общий объём, л: 140
- Объём холодильной камеры, л: 140

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Фармацевтический холодильник POZIS XF-140

Фармацевтический холодильник POZIS XF-140 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов при температуре от + 2 до + 15 °C. Отличается небольшими размерами, его можно разместить на столе.

Выпускается в двух вариантах:

- со сплошной металлической дверью;
- с серебристой дверью из нержавеющей стали.

Дверь холодильника снабжена замком.

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС.

На POZIS XF-140 предоставляются термокарты.

Потребление электроэнергии: 0,57 кВт·ч/сутки.

## Преимущества

### Преимущества фармацевтического холодильника POZIS XF-140

- Отображение температуры на табло панели управления.
- Отключение вентилятора при открывании двери.
- Пластиковые контейнеры для фармацевтических препаратов — 2 шт.
- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры.
- Система принудительной циркуляции воздуха.
- Металлическая дверь с замком.
- Автоматическое поддержание температуры в камере.

## Характеристики

| Параметр:                      | Показатель:                |
|--------------------------------|----------------------------|
| Бренд                          | POZIS                      |
| Страна бренда                  | Россия                     |
| Тип холодильника               | фармацевтический           |
| Форм-фактор холодильника       | компактный                 |
| Дверцы                         | непрозрачные металлические |
| Температура в холодильнике, °C | 2-15                       |
| Общий объём, л                 | 140                        |
| Объём холодильной камеры, л    | 140                        |
| Количество компрессоров, шт    | 1                          |
| Габариты, мм                   | 910×610×600                |
| Вес, кг                        | 40                         |
| Электропитание, В              | 220                        |
| Потребляемая мощность, Вт      | 165                        |
| Страна производства            | Россия                     |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.