

Фармацевтический холодильник POZIS XF-250-2

Медицинские и фармацевтические холодильники



Ваша цена

Розница
31 866 руб.

Оптовая цена
31 322 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °C: 2-15
- Общий объём, л: 250
- Объём холодильной камеры, л: 250

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Фармацевтический холодильник POZIS XF-250-2

POZIS XF-250-2 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов при температуре от +2 до +15 °C.

POZIS XF-250-2 оснащён металлической дверью с замком, системой принудительной циркуляции воздуха и микропроцессорным регулятором температуры со сверхчувствительным датчиком температуры. Температура в камере поддерживается автоматически, её значение выводится на табло, при отклонении температуры от заданной начинает звучать сигнализация.

Автоматическая система оттаивания холодильной камеры.

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС.

На POZIS XF-250-2 предоставляются термокарты.

Потребление электроэнергии: 0,64 кВт·ч/сутки.

Преимущества

Преимущества фармацевтического холодильника POZIS XF-250-2

- Фармацевтический холодильник POZIS XF-250-2 обеспечивает надлежащее хранение препаратов и вакцин.
- Охлаждение в холодильнике осуществляется герметичным агрегатом компрессионного типа.
- Отображение температуры на табло панели управления.
- Отключение вентилятора при открывании двери.
- При оттаивании холодильника сбор талой воды осуществляется по дренажной системе в сосуд, который находится на компрессоре.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--------------------------------|----------------------------|
| Бренд | POZIS |
| Страна бренда | Россия |
| Тип холодильника | фармацевтический |
| Форм-фактор холодильника | высокий (напольный) |
| Дверцы | непрозрачные металлические |
| Температура в холодильнике, °C | 2-15 |
| Общий объём, л | 250 |
| Объём холодильной камеры, л | 250 |
| Количество компрессоров, шт | 1 |
| Хладагент | изобутан R600a |
| Габариты, мм | 600×610×1300 |
| Вес, кг | 50 |
| Габариты в упаковке, см | 1300×610×600 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.