

## Фармацевтический холодильник POZIS ХФ-250-2

Медицинские и фармацевтические холодильники



### Ваша цена

Розница

**32 683 руб.**

### Оптовая цена

**31 866 руб.**

Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °C: 2-15
- Общий объём, л: 250
- Объём холодильной камеры, л: 250

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Фармацевтический холодильник POZIS ХФ-250-2

POZIS ХФ-250-2 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов при температуре от +2 до +15 °C.

POZIS ХФ-250-2 оснащён металлической дверью с замком, системой принудительной циркуляции воздуха и микропроцессорным регулятором температуры со сверхчувствительным датчиком температуры. Температура в камере поддерживается автоматически, её значение выводится на табло, при отклонении температуры от заданной начинает звучать сигнализация.

Автоматическая система оттаивания холодильной камеры.

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС.

На POZIS ХФ-250-2 предоставляются термокарты.

Потребление электроэнергии: 0,64 кВт·ч/сутки.

## Преимущества

### Преимущества фармацевтического холодильника POZIS ХФ-250-2

- Фармацевтический холодильник POZIS ХФ-250-2 обеспечивает надлежащее хранение препаратов и вакцин.
- Охлаждение в холодильнике осуществляется герметичным агрегатом компрессионного типа.
- Отображение температуры на табло панели управления.
- Отключение вентилятора при открывании двери.
- При оттаивании холодильника сбор талой воды осуществляется по дренажной системе в сосуд, который находится на компрессоре.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	POZIS
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Тип холодильника</b>	фармацевтический
<b>Форм-фактор холодильника</b>	высокий (напольный)
<b>Дверцы</b>	непрозрачные металлические
<b>Температура в холодильнике, °С</b>	2-15
<b>Общий объём, л</b>	250
<b>Объём холодильной камеры, л</b>	250
<b>Количество компрессоров, шт</b>	1
<b>Хладагент</b>	изобутан R600a
<b>Габариты, мм</b>	600×610×1300
<b>Вес, кг</b>	50
<b>Габариты в упаковке, см</b>	1300×610×600
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	200
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.