

Фармацевтический холодильник POZIS XF-280 (с металлической дверцей)

Медицинские и фармацевтические холодильники Арт. 220WV



Ваша цена

Розница
52 262 руб.

Оптовая цена
51 369 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические, прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °C: 2-15
- Общий объём, л: 280
- Объём холодильной камеры, л: 2×140

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2015/3531 от 25.03.2024

Описание

Фармацевтический холодильник POZIS XF-280

Фармацевтический холодильник POZIS XF-280 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов при температуре от +2 до +15 °C.

Выпускается в трёх вариантах:

- с двумя металлическими сплошными дверями;
- с верхней стеклянной прозрачной дверью и нижней металлической;
- с двумя стеклянными дверями.

Двери холодильника снабжены замком.

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС.

На POZIS XF-280 предоставляются термокарты.

Потребление электроэнергии: 1,42 кВт·ч/сутки.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

220WV

Бренд

POZIS

Страна бренда

Россия

Тип холодильника	фармацевтический
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические, прозрачные
	стеклянные
Температура в холодильнике, °С	2-15
Общий объём, л	280
Объём холодильной камеры, л	2×140
Количество компрессоров, шт	2
Габариты, мм	1683×610×600
Вес, кг	84
Габариты в упаковке, см	1683×610×600
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	320
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.