

Фармацевтический холодильник с морозильной камерой Haier HYCD-282

Фармацевтические холодильники



• Тип холодильника: для вакцин, для крови, комбинированный, фармацевтический

• Температура в холодильнике, °C: +2...+8

• Температура в морозильной камере, °C: -10...-40

• Общий объём, л: 282

• Объём холодильной камеры, л: 185

• Объём морозильной камеры, л: 97

Наличие регистрационного удостоверения

Array



Пол заказ

Описание

Фармацевтический холодильник с морозильной камерой Haier HYCD-282

МЫМЫНаier HYCD-282 предназначен для хранения вакцин, фармацевтических препаратов и крови при температуре +2 до +8 °C в холодильной камере и -10 до -40 °C в морозильной камере. №ММ

МЫМЫДВухкамерная модель сочетает фармацевтический холодильник с морозильной камерой, оснащена микропроцессорным управлением и системой принудительного воздушного охлаждения, обеспечивающей равномерное распределение температуры. Каждое отделение имеет независимую LED-панель отображения температуры. Модель оснащена двойным компрессором Danfoss и системой вентиляторов EBM, дополнительный компрессор ускоряет замораживание. №№

ВВВВСистема сигнализации обеспечивает световые и звуковые уведомления о неисправностях, с встроенным аккумулятором на 72 ч. Возможна установка замка для ограничения доступа. Автоматическая запись температурных параметров с передачей данных через USB-порт. ВВВ

Вышы Внутренние поверхности камер выполнены из нержавеющей стали, устойчивая к механическим воздействиям, легко очищается, предотвращает образование коррозии. Ролики и регулируемые ножки для удобства перемещения. Выш

Особенности

- Двойной компрессор Danfoss
- Принудительное воздушное охлаждение
- Внутренняя отделка из нержавеющей стали
- Двойной дисплей для отображения температуры
- Микропроцессорное управление с LED-дисплеем
- Звуковая и световая сигнализация
- Встроенный аккумулятор на 72 ч
- USB-порт для передачи данных
- Автоматическая запись температурных параметров
- Дверной замок для ограничения доступа
- Система изоляции с двойными уплотнениями
- Регулируемые ножки и ролики для перемещения

Технические характеристики

Параметр3начение
ИсполнениеВертикальное, 2 двери
Климатический классN
Тип охлажденияПринудительное воздушное / Прямое
Режим разморозкиАвтоматический / Ручной
КонтроллерМикропроцессорный
ДисплейСветодиодный
Полки / ящики 3 / 1 (холодильник), 0 / 2 (морозильник)



USB интерфейсналичие

Сила тока, А2,8

Преимущества

- Двойной компрессор. Система охлаждения.
- Внутренняя отделка из нержавеющей стали.
- Двойной дисплей для отображения температуры в холодильной и морозильной камерах.
- Микропроцессорное управление.
 Звуковые и световые сигналы.
 Встроенный аккумулятор.

- USB-порт.
- Автоматическая запись температурных параметров.
- Дверной замок.
- Система самоизоляции.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Haier Biomedical
Страна бренда	Китай
Тип холодильника	
	для вакцин, для крови, комбинированный,
	фармацевтический
Температура в холодильнике, °С	+2+8
Температура в морозильной камере, °С	-1040
Общий объём, л	282
Объём холодильной камеры, л	185
Объём морозильной камеры, л	97
Количество компрессоров, шт	2
Хладагент	без содержания хлорфторуглеродов
Максимальный шум, дБ	42
Габариты, мм	736 × 660 × 1 810
Вес, кг	145
Вес в упаковке, кг	160
Габариты в упаковке, мм	775 × 720 × 1 930
Электропитание, В	220



Потребляемая мощность, Вт	400
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.