

## Фармацевтический холодильник с морозильной камерой Haier HYCD-282

Медицинские и фармацевтические холодильники

Арт. HYCD-282



- Тип холодильника: для вакцин, для крови, комбинированный, фармацевтический
- Температура в холодильнике, °C: 2-8
- Температура в морозильной камере, °C: -20...-40
- Общий объем, л: 282
- Объем холодильной камеры, л: 185
- Объем морозильной камеры, л: 97

Товар участвует в акциях:

- Новинка

**Haier**  
Biomedical

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

**Наличие регистрационного удостоверения**

ФСЗ 2012/13346 от 16.11.2023

### Описание

#### Холодильник фармацевтический с морозильной камерой Haier HYCD-282

Двухкамерная модель представляет собой сочетание фармацевтического холодильника с морозильной камерой. Управление температурой осуществляется микропроцессором. Воздушная система охлаждения обеспечивает равномерность температуры внутри холодильника. Независимые индикаторные панели для холодильной и морозильной секций. Модель с двойным компрессором. Дополнительный компрессор обеспечивает повышение скорости функции замораживания. В конструкции используются высокотехнологичные компрессоры Danfoss и система вентиляторов EBM.

Система снабжена световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей оператора о тех или иных неисправностях. Усовершенствованная система изоляции с двойными уплотнениями предотвращает потери холода. Встроенный аккумулятор позволяет обеспечивать работу сигнализации в течение 72 часов. Возможна установка замка для ограничения от несанкционированного доступа. Предусмотрена автоматическая запись температурных параметров и их передача через USB-порт.

Холодильная и морозильная камеры выполнены из нержавеющей стали, которая устойчива к механическим воздействиям и позволяет облегчить очистку камер и предотвратить образование коррозии. Ролики для удобства перемещения холодильника по помещению.

### Преимущества

#### Преимущества Haier HYCD-282

- Двойной компрессор.
- Система охлаждения.
- Внутренняя отделка из нержавеющей стали.
- Двойной дисплей для отображения температуры в холодильной и морозильной камерах.
- Микропроцессорное управление.
- Звуковые и световые сигналы.
- Встроенный аккумулятор.
- USB-порт.
- Автоматическая запись температурных параметров.
- Дверной замок.
- Система самоизоляции.

### Характеристики

Параметр:

**Показатель:**

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Артикул                              | HYCD-282                                                    |
| Бренд                                | Haier Biomedical                                            |
| Страна бренда                        | Китай                                                       |
| Отрасли                              | Здравохранение                                              |
| Тип холодильника                     | для вакцин, для крови, комбинированный,<br>фармацевтический |
| Температура в холодильнике, °C       | 2-8                                                         |
| Температура в морозильной камере, °C | -20...-40                                                   |
| Общий объём, л                       | 282                                                         |
| Объём холодильной камеры, л          | 185                                                         |
| Объём морозильной камеры, л          | 97                                                          |
| Хладагент                            | без содержания хлорфторуглеродов                            |
| Габариты, мм                         | 736×660×1810                                                |
| Вес, кг                              | 145                                                         |
| Электропитание, В                    | 220-240                                                     |
| Потребляемая мощность, Вт            | 400                                                         |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.