

Фиксатор для головы к спасательным носилкам

Медицинские носилки



Ваша цена

Розница **5 900 руб.** Оптовая цена 5 900 руб. **DEFENG**

Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

Товар участвует в акциях:

• Акция

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Фиксатор для головы к спасательным носилкам DDJ-6C

Надёжная фиксация и универсальное размещение

Фиксатор для головы предназначен для безопасной иммобилизации шейного отдела и головы пострадавшего при транспортировке. Совместим с медицинскими носилками DEFENG DDJ-6C и аналогичными моделями. Фиксатор может устанавливаться как на раму носилок, так и использоваться с другими транспортировочными средствами в экстренных условиях. Обеспечивает стабильное положение головы, предотвращая её смещение и снижая риск усугубления травм шейного отдела позвоночника.

Фиксатор совместим с большинством стандартных жёстких носилок, легко устанавливается и демонтируется, не препятствует оказанию медицинской помощи. Может использоваться в экстренных условиях, включая эвакуацию, аварийно-спасательные работы и транспортировку в автомобиле скорой помощи.

Изготовлен из устойчивых к влаге и дезинфекции материалов. Поверхности легко очищаются, могут обрабатываться антисептическими средствами. Используемые ремни и элементы конструкции не впитывают влагу и рассчитаны на многократное применение.

Преимущества

- Надёжная иммобилизация головы для предотвращения смещения при транспортировке.
- Совместимость с большинством жёстких носилок, включая модель DDJ-6C.
- Быстрая и простая установка с надёжной фиксацией при помощи липучек и ремней.
 Устойчивость к влаге и антисептической обработке благодаря износостойким материалам.
- Мягкая поверхность не вызывает раздражения кожи и обеспечивает комфорт пациенту.
- Не мешает проведению диагностики или оказанию первой помощи.
- Подходит для многоразового использования в условиях интенсивной эксплуатации.
- Компактный и лёгкий, удобен для хранения и транспортировки в экстренных комплектах.

1/					
Хa	ทลห	Ter	NUC	ти	ΚИ

Параметр: Показатель:



Бренд	Jiangsu Defeng Medical Equipment
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение, Для скорой помощи
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.