

## Физический лабораторный стол НВ-1200 П

Лабораторные столы



### Ваша цена

Розница  
**27 810 руб.**

Оптовая цена  
**26 696 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: высокий стол (для работы стоя), пристенный стол
- Особенности: с надстройкой, со встроенными розетками
- Ширина столешницы, мм: 1218
- Материал столешницы: керамогранитная плитка, ламинат, полипропилен, химически стойкий пластик

## Описание

### Лабораторный стол НВ-1200 П

НВ-1200 П – это пристенные лабораторные столы с металлической рамой и шириной столешницы 1218 мм. Предназначены для работы стоя (высота столешницы – 850 мм). Навесная тумба с тремя ящиками на роликовых направляющих позволяет хранить всё необходимое рядом с рабочим местом.

Оборудованы надстройкой с одной полкой и встроенным диодным светильником. Также в надстройку встроены две розетки, заземлённая и незаземленная (кроме бюджетной модели НВ-1200 ПК-М, она без электроразводки, то есть без розеток и без подсветки, и без тумбы с ящиками).

Несущие ламинированные панели (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает ударостойкость и механическую прочность изделий.

Габариты стола в собранном виде вместе с надстройкой: 1218×700×1650 мм. Ножки регулируются по высоте.

Мы предлагаем лабораторные столы с различным материалом рабочей поверхности:

Исполнение	Покрытие столешницы
НВ-1200 ПЛ	Ламинат
НВ-1200 ПК	Керамогранитная плитка
НВ-1200 ПК-М	Бюджетная модель без электропроводки и тумбы
НВ-1200 ПП	Полипропилен

НВ-1200 ПСП Химически стойкий пластик

По предварительному заказу столы можно комплектовать подкатными тумбами и кранами для специальных газов. В стандартном исполнении мы предлагаем столы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить столы по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000028142.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000028142.pdf</a>
Серия	НВ
Тип	высокий стол (для работы стоя), пристенный стол
Особенности	с надстройкой, со встроенными розетками
Ширина столешницы, мм	1218
Материал столешницы	керамогранитная плитка, ламинат, полипропилен, химически стойкий пластик
Габариты, мм	1218×700×1650
Страна производства	Россия

#### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.