

Физический лабораторный стол НВ-800 П

Лабораторные столы



Ваша цена

Розница
17 656 руб.

Оптовая цена
16 950 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: высокий стол (для работы стоя), пристенный стол
- Особенности: с надстройкой, со встроенными розетками
- Ширина столешницы, мм: 760
- Материал столешницы: керамогранитная плитка, ламинат, полипропилен, химически стойкий пластик

Описание

Лабораторный стол НВ-800 П

НВ-800 П – это пристенные лабораторные столы с металлической рамой и шириной столешницы 760 мм. Предназначены для работы стоя (высота столешницы – 850 мм).

Оборудованы надстройкой с одной полкой и встроенным диодным светильником. Также в надстройку встроены две розетки, заземлённая и незаземлённая (кроме бюджетной модели НВ-800 ПК-М, она без электроразводки, то есть без розеток и без подсветки).

Несущие ламинированные панели (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает ударостойкость и механическую прочность изделий.

Габариты стола в собранном виде вместе с надстройкой: 760×700×1650 мм.

Мы предлагаем лабораторные столы с различным материалом рабочей поверхности:

Исполнение	Покрытие столешницы
НВ-800 ПЛ	Ламинат
НВ-800 ПК	Керамогранитная плитка
НВ-800 ПК-М	Бюджетная модель без электропроводки
НВ-800 ПП	Полипропилен
НВ-800 ПСП	Химически стойкий пластик

По предварительному заказу столы можно комплектовать подкатными тумбами и кранами для специальных газов. В стандартном исполнении мы предлагаем столы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить столы по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

КОРСА

Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000031101.pdf
Серия	НВ
Тип	высокий стол (для работы стоя), пристенный стол
Особенности	с надстройкой, со встроенными розетками
Ширина столешницы, мм	760
Материал столешницы	керамогранитная плитка, ламинат, полипропилен, химически стойкий пластик
Габариты, мм	760×700×1650
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.