

## Физиотерапевтическая кушетка Оптимех КФ-1

Осмотровые и процедурные столы, кушетки

**Ваша цена**

Розница

**16 006 руб.**

Оптовая цена

**15 366 руб.**

**Сделано  
в России**

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %



## Описание

### Физиотерапевтическая кушетка Оптимех КФ-1

Физиотерапевтическая кушетка Оптимех КФ-1 — классическая медицинская кушетка, предназначенная для оснащения кабинетов физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа, мануальной терапии, косметологии и процедурных кабинетов лечебно-профилактических учреждений.

Каркас кушетки изготовлен из натурального деревянного массива, обеспечивающего высокую прочность конструкции, устойчивость к ежедневным нагрузкам и экологичность. Основание отличается долговечностью и подходит для интенсивной эксплуатации в медицинских учреждениях.

Сиденье и регулируемый подголовник выполнены из прочного ЛДСП и обтянуты медицинским кожзаменителем, устойчивым к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. В качестве наполнителя используется поролон высокой плотности, который обеспечивает комфорт пациента и сохраняет первоначальную форму даже при длительной эксплуатации.

Разборная конструкция облегчает транспортировку, хранение и монтаж оборудования. Максимальная допустимая нагрузка составляет до 180 кг, что позволяет использовать кушетку для большинства категорий пациентов.

### Особенности

- Классическая конструкция для физиотерапевтических и процедурных кабинетов.
- Каркас из натурального деревянного массива.
- Экологичные материалы изготовления.
- Разборная конструкция для удобства транспортировки и монтажа.
- Регулируемый подголовник.
- Сиденье и подголовник изготовлены из прочного ЛДСП.
- Обивка из медицинского кожзаменителя, устойчивая к истиранию.
- Покрывало допускает регулярную обработку дезинфицирующими средствами.
- Наполнитель из поролона высокой плотности сохраняет форму при длительной эксплуатации.
- Максимальная нагрузка на кушетку — 180 кг.
- Быстрый монтаж благодаря комплекту крепежа.
- Подходит для ежедневной интенсивной эксплуатации.

### Показания к применению

- Проведение физиотерапевтических процедур.
- Выполнение массажа.
- Проведение сеансов мануальной терапии.
- Занятия лечебной физкультурой.
- Косметологические процедуры.
- Оснащение процедурных кабинетов медицинских учреждений.

### Технические характеристики

| Характеристика        | Значение                      |
|-----------------------|-------------------------------|
| Максимальная нагрузка | 180 кг                        |
| Каркас                | Натуральный деревянный массив |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Основа сиденья и подголовника | ЛДСП                      |
| Материал обивки               | Медицинский кожзаменитель |
| Наполнитель                   | Поролон высокой плотности |
| Подголовник                   | Регулируемый              |
| Особенности конструкции       | Разборная                 |

Гарантия 1 год

#### Комплект поставки

- Каркас (в разобранном виде).
- Сиденье.
- Комплект крепежа.
- Паспорт изделия.

## Преимущества

- Классическая конструкция для оснащения физиотерапевтических, массажных и процедурных кабинетов.
- Каркас из натурального деревянного массива отличается высокой прочностью и экологичностью.
- Разборная конструкция облегчает транспортировку, хранение и монтаж.
- Регулируемый подголовник позволяет подобрать комфортное положение пациента.
- Сиденье и подголовник изготовлены из прочного ЛДСП, устойчивого к ежедневным нагрузкам.
- Обивка выполнена из медицинского кожзаменителя, устойчивого к истиранию.
- Покрытие легко очищается и допускает регулярную обработку дезинфицирующими средствами.
- Наполнитель из поролона высокой плотности обеспечивает комфорт и сохраняет форму при длительной эксплуатации.
- Максимальная допустимая нагрузка составляет 180 кг.
- Комплект крепежа входит в стандартную поставку.
- Быстрый и удобный монтаж без применения сложного инструмента.
- Подходит для интенсивной ежедневной эксплуатации в медицинских учреждениях.
- Производится в России.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:           |
|---------------------|-----------------------|
| Бренд               | Сделано в России      |
| Страна бренда       | Россия                |
| Отрасли             | Эстетическая медицина |
| Габариты, мм        | 1970×650×500          |
| Вес, кг             | 25                    |
| Страна производства | Россия                |

#### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.