

Фланелевый электрод для щитовидной железы АЗГАР 70×105 мм

Электротерапия



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Фланелевый электрод для щитовидной железы АЗГАР 70 × 105 мм

Фланелевый электрод для щитовидной железы АЗГАР 70 × 105 мм — токопроводящий электрод двухлопастной формы, предназначенный для использования в физиотерапии при проведении процедур гальванизации, электрофореза и при работе с импульсными токами.

Конструкция электрода

Основу электрода составляют 6 слоёв фланелевой ткани. Материал хорошо впитывает и удерживает влагу, что способствует равномерному распределению тока и обеспечивает комфортный контакт электрода с кожей.

Под верхним слоем фланели расположен токораспределительный элемент из углеродной (графитизированной) ткани. Он предназначен для равномерного и безопасного распределения тока по площади электрода.

В центральной части электрода предусмотрена прорезь-карман, в которую помещается токоотвод для соединения электрода с проводами физиотерапевтического аппарата.

Особенности

- двухлопастная форма, предназначенная для работы с областью щитовидной железы;
- основа из 6 слоёв фланелевой ткани;
- хорошее впитывание и удержание влаги фланелевой основой;
- токораспределительный элемент из углеродной (графитизированной) ткани;
- прорезь-карман для установки токоотвода;
- размер 70 × 105 мм;
- совместимость с физиотерапевтическими аппаратами РЕФТОН-01-А, РЕФТОН-01-П, РЕФТОН-01-АИ и РЕФТОН-01-РФТЛС.

Технические характеристики

Назначение	Физиотерапия
Тип электрода	Фланелевый, двухлопастной
Размер	70 × 105 мм
Основная ткань	Фланель
Количество слоёв фланелевой ткани	6
Токораспределительный элемент	Углеродная (графитизированная) ткань
Соединение с токопроводом	Карман
Применение	Многоразовое

Совместимость

Фланелевый электрод для щитовидной железы АЗГАР 70 × 105 мм подходит для использования с физиотерапевтическими аппаратами:

- РЕФТОН-01-А;
- РЕФТОН-01-П;

- РЕФТОН-01-АИ;
- РЕФТОН-01-РФТЛС.

Преимущества

- Двухлопастная форма подходит для использования в области щитовидной железы.
- Основа из 6 слоёв фланелевой ткани хорошо впитывает и удерживает влагу.
- Фланелевая основа способствует комфортному контакту электрода с кожей.
- Углеродная (графитизированная) ткань обеспечивает равномерное распределение тока по площади электрода.
- Прорезь-карман в центральной части позволяет установить токоотвод.
- Карман обеспечивает удобное соединение электрода с проводами физиотерапевтического аппарата.
- Размер 70 × 105 мм соответствует конструкции электрода для работы в области щитовидной железы.
- Многоразовое исполнение подходит для повторного использования при проведении физиотерапевтических процедур.
- Совместимость с аппаратами РЕФТОН-01-А, РЕФТОН-01-П, РЕФТОН-01-АИ и РЕФТОН-01-РФТЛС.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	АЗГАР
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация
Габариты, мм	70×105
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.