

Фототерапевтический облучатель Аксион ОФТН-03

Неонатальное оборудование



Ваша цена

Розница Оптовая цена 209 000 руб. 198 550 руб.



Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Фототерапевтический облучатель Аксион ОФТН-03

ОФТН-03 — это современный фототерапевтический облучатель, предназначенный для лечения неонатальной гипербилирубинемии (физиологической и патологической желтухи новорождённых).

Аппарат генерирует свет в синем спектре с длиной волны, наиболее эффективной для разрушения билирубина в коже и крови младенца. Это позволяет безопасно и эффективно снизить его концентрацию, сократив необходимость в инвазивных вмешательствах.

ОФТН-03 может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с устройствами обогрева, кювезами или открытыми реанимационными системами. Компактная конструкция, устойчивое основание и простое управление делают его удобным для использования в любых условиях - от палат до реанимационных отделений.

Устройство соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, зарегистрировано в реестре медицинской техники РФ и рекомендовано к применению в родильных домах, перинатальных центрах и отделениях новорождённых.

Преимущества

- Эффективное лечение желтухи новорождённых за счёт оптимальной длины волны синего света (≈ 450 нм).
- Мягкое воздействие на кожу ребёнка не вызывает перегрева и повреждения тканей.
- Совместимость с кювезами, обогревателями и реанимационными столами.
- Регулируемая высота и наклон панели облучения для точного позиционирования над пациентом.
 Устойчивое основание на колёсах с фиксаторами безопасная установка и мобильность.
- Низкое энергопотребление и долгий срок службы источников света.
- Простота в управлении понятная панель с индикацией времени процедуры и работы ламп.
- Соответствие требованиям Минздрава РФ и регистрация в реестре медицинской техники.
- Производство в России оперативная поставка, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Характеристики

Бренд	Аксион
Параметр:	Показатель:



Страна бренда	Россия
Дисплей	
	Цифровой дисплей с индикацией текущего
	времени сеанса, заданного времени и времени
	наработки
Питание	от сети
Габариты, мм	675 × 350 × 155
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	40
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.