

Фототерапевтический облучатель Аксион ОФТН-03

Неонатальное оборудование

Ваша цена

Розница

229 900 руб.

Оптовая цена

218 405 руб.

AXION
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
с 1970 года

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение



НДС не облагается

Описание

Фототерапевтический облучатель Аксион ОФТН-03

ОФТН-03 — это современный фототерапевтический облучатель, предназначенный для лечения неонатальной гипербилирубинемии (физиологической и патологической желтухи новорождённых).

Аппарат генерирует свет в синем спектре с длиной волны, наиболее эффективной для разрушения билирубина в коже и крови младенца. Это позволяет безопасно и эффективно снизить его концентрацию, сократив необходимость в инвазивных вмешательствах.

ОФТН-03 может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с устройствами обогрева, кюветами или открытыми реанимационными системами. Компактная конструкция, устойчивое основание и простое управление делают его удобным для использования в любых условиях — от палат до реанимационных отделений.

Устройство соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, зарегистрировано в реестре медицинской техники РФ и рекомендовано к применению в родильных домах, перинатальных центрах и отделениях новорождённых.

Преимущества

- Эффективное лечение желтухи новорождённых за счёт оптимальной длины волны синего света (≈ 450 нм).
- Мягкое воздействие на кожу ребёнка — не вызывает перегрева и повреждения тканей.
- Совместимость с кюветами, обогревателями и реанимационными столами.
- Регулируемая высота и наклон панели облучения — для точного позиционирования над пациентом.
- Устойчивое основание на колёсах с фиксаторами — безопасная установка и мобильность.
- Низкое энергопотребление и долгий срок службы источников света.
- Простота в управлении — понятная панель с индикацией времени процедуры и работы ламп.
- Соответствие требованиям Минздрава РФ и регистрация в реестре медицинской техники.
- Производство в России — оперативная поставка, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Аксион

Страна бренда

Россия

Отрасли	Для кабинета педиатра
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010020528.pdf
Дисплей	Цифровой дисплей с индикацией текущего времени сеанса, заданного времени и времени наработки
Питание	от сети
Габариты, мм	675 × 350 × 155
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	40
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.