


## Фототерапевтический облучатель Аксион ОФТН-420/470-02

Неонатальное оборудование



### Ваша цена

Розница  
**119 400 руб.**

Оптовая цена  
**113 430 руб.**

**AXION**  
 МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА  
 С 1970 ГОДА

Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Фототерапевтический облучатель Аксион ОФТН-420/470-02

Аппарат Аксион ОФТН-420/470-02 предназначен для проведения высокоэффективной фототерапии с использованием синего спектра света, что способствует улучшению состояния кожи и лечению различных дерматологических заболеваний. Устройство оснащено блоком излучения с возможностью регулировки интенсивности в диапазоне 540–2200 мкВт/см<sup>2</sup> и длиной волны 400–550 нм, что позволяет адаптировать терапию под индивидуальные потребности пациента.

Облучатель имеет удобную конструкцию с возможностью наклона блока излучения до 90° и регулировкой высоты в диапазоне 1290–1690 мм, что обеспечивает максимальный комфорт при использовании и возможность точного позиционирования источника света относительно обрабатываемой зоны. Управление аппаратом простое и интуитивно понятное, с возможностью настройки длительности сеанса до 99 часов 59 минут.

Аксион ОФТН-420/470-02 широко применяется в косметологии и дерматологии, эффективно воздействуя на кожу при различных состояниях, требующих фототерапии, включая воспалительные процессы, акне и другие патологические изменения. Надежная конструкция и высокое качество компонентов обеспечивают долгий срок службы и стабильную работу устройства.

### Основные параметры

Параметр	Значение
Длительность сеанса фототерапии	до 99 ч 59 мин
Интенсивность излучения синего цвета, мкВт/см <sup>2</sup> , не менее	540 – 2200
Длина волны излучения, нм	400 – 550
Диапазон изменения угла наклона блока излучения	до 90°
Диапазон регулирования устройства по высоте, мм	от 1290 до 1690

## Преимущества

- Оптимальный спектр излучения (420–470 нм) – высокая эффективность в разрушении билирубина.
- Светодиодные источники – низкое энергопотребление, долгий срок службы, отсутствие УФ-излучения.
- Равномерное освещение зоны терапии – снижение времени экспозиции и повышение клинического результата.
- Регулировка высоты и угла наклона панели – точная настройка положения облучателя над пациентом.
- Компактная и мобильная конструкция – подходит для любых условий: кювет, стол, кровать.
- Интуитивно понятное управление – таймер, индикация работы и остаточного ресурса ламп.
- Безопасность для новорождённого – не вызывает перегрева кожи и слизистых.
- Подходит для длительного и непрерывного использования в круглосуточном режиме.
- Соответствует медицинским стандартам РФ – зарегистрирован в Госреестре.
- Производство в России – оперативная поставка и техническая поддержка.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Аксион
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010027882.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010027882.pdf</a>
Питание	от сети
Габариты, мм	700 × 720 × 1690
Вес, кг	13
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	45
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.