

Галогенная лампа КГМ 12-10-2 для КФК-3

Кюветы и запчасти



Ваша цена

Розница

1 561 руб.

Оптовая цена

1 510 руб.

**Сделано
в России**

В наличии

С учетом НДС 22 %

- Подходит для: спектрофотометров КФК

Описание

Галогенная лампа КГМ 12-10 -2 для КФК-3

Запасная галогенная лампа для фотометров [КФК-3-01](#).

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Сделано в России

Страна бренда

Россия

Подходит для

спектрофотометров КФК

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.