

Газоанализатор CO/CO₂ Testo 315-3

Газоанализаторы и течеискатели Арт. 0632 3153



- Измеряет концентрацию: угарного газа (CO), углекислого газа (CO₂)



Под заказ

Описание

Газоанализатор Testo 315-3

Прибор для одновременного измерения концентраций CO (электрохимический сенсор) и CO₂ (ИК-сенсор) в воздухе. В процессе проведения измерений прибор оповестит о превышении заданных предельных значений посредством оптического и звукового сигналов.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470;56131-14](#). Срок свидетельства: до 29.10.2023.

Газ Угарный газ (CO) Углекислый газ (CO₂)

Диапазон измерений, ppm 0...100 0...10 000

Погрешность, ppm ±3 (0...20 ppm)
 ±5 (>20 ppm) ±300 (0...4 000 ppm)
 8 % от изм. знач. (4 000...6 000 ppm)
 500 ppm (6 000...10 000 ppm)

Разрешение, ppm 0,5 10

Благодаря прочной конструкции прибор надёжно защищён от внешнего воздействия. К прибору можно подключить дополнительный модуль измерения температуры и влажности (приобретается отдельно).

Батарея: литиево-полимерный аккумулятор, который можно зарядить через блок питания с USB-разъёмом.

Комплект поставки

- Testo 315-3 без Bluetooth.
- Блок питания с USB-выходом и кабеле.
- Протокол калибровки.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0632 3153
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия

Измеряет концентрацию	угарного газа (CO), углекислого газа (CO ₂)
Габариты, мм	190×65×40
Вес, кг	0.2
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.