

Гематокритная центрифуга ELMI CM-70

Медицинские центрифуги



- Тип центрифуги: гематокритная, с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 7000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 6500



Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Центрифуга ELMI CM-70

Гематокритная центрифуга CM-70 оснащена угловым ротором на двенадцать капилляров, которые устанавливаются в съёмные адаптеры.

Отличительными свойствами центрифуги являются минимальные габариты прибора. Простота в управлении, практическое отсутствие шума и вибрации обеспечивают высокую производительность и удобство в работе.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2016/4617.

Преимущества

Преимущества CM-70

- Плавность пуска ротора.
- Автоматическое отключение ротора через заданный интервал времени.
- Звуковая сигнализация остановки ротора.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--|---|
| Бренд | ELMI |
| Страна бренда | Латвия |
| Тип центрифуги | гематокритная, с естественным охлаждением |
| Размер центрифуги | настольная |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 7000 |
| Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g | 6500 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Максимальный шум, дБ | 30 |
| Габариты, мм | 190×170×125 |
| Вес, кг | 2.3 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 700 |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.