

## Гинекологическое кресло ДЗМО КГ-3М

Гинекологические кресла



### Ваша цена

Розница  
**98 670 руб.**

Оптовая цена  
**80 909 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Гинекологическое кресло ДЗМО КГ-3М

Гинекологическое кресло ДЗМО КГ-3М предназначено для размещения пациенток при проведении гинекологических обследований, различных медицинских процедур и мелких хирургических вмешательств. Модель используется в гинекологических кабинетах, женских консультациях, медицинских центрах и стационарах.

Конструкция кресла выполнена неразборной и обеспечивает надёжность при ежедневной эксплуатации. Изменение углов наклона спинки и сиденья осуществляется с помощью газовых пружин, что позволяет быстро и плавно переводить кресло в необходимое положение. Предусмотрено положение «Тренделенбург» для проведения различных процедур и манипуляций.

Мягкие элементы толщиной 40 мм выполнены из винилискожи с использованием бесшовной технологии. Подушки сиденья и спинки являются быстросъёмными, что облегчает санитарную обработку кресла. Подставка для ног надёжно закреплена на каркасе основания и при необходимости откидывается.

Кресло установлено на две колёсные опоры и две стационарные опоры, одна из которых регулируемая. Модель комплектуется подколениками, упорами для рук, подножкой и тазиком из нержавеющей стали.

Гинекологическое кресло выпускается в трёх стандартных цветах обивки. Также доступно изготовление в нестандартных цветовых решениях по запросу.

### Особенности

- Неразборная конструкция кресла.
- Фиксированная высота сиденья.
- Регулировка углов наклона спинки и сиденья с помощью газовых пружин.
- Наличие положения «Тренделенбург».
- Мягкие элементы толщиной 40 мм.
- Обивка из винилискожи, выполненная по бесшовной технологии.
- Быстросъёмные подушки спинки и сиденья.
- Откидная подставка для ног.
- Установка на 2 колёсные и 2 стационарные опоры.
- Одна регулируемая опора для устойчивой установки.

### Комплект поставки

- Гинекологическое кресло ДЗМО КГ-3М.
- Подколеники – 2 шт.
- Упоры для рук – 2 шт.
- Подставка для ног (подножка).
- Тазик из нержавеющей стали.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Длина при горизонтальном положении спинки и сиденья	1 300 мм

Ширина сиденья	505 мм
Высота сиденья	895 мм
Высота кресла	1 640 мм
Угол наклона спинки от вертикали	от 20° до 100°
Угол наклона сиденья от горизонтали	от 0° до 20°
Толщина мягких элементов	40 мм
Допускаемая нагрузка на кресло	200 кг
Гарантийный срок	12 месяцев

## Преимущества

- Предназначено для гинекологических обследований, процедур и мелких хирургических вмешательств.
- Надёжная неразборная конструкция для длительной эксплуатации в медицинских учреждениях.
- Регулировка угла наклона спинки и сиденья с помощью газовых пружин.
- Наличие положения «Тренделенбург» для проведения различных медицинских манипуляций.
- Фиксированная высота сиденья обеспечивает устойчивость конструкции.
- Мягкие элементы толщиной 40 мм повышают комфорт пациентки.
- Бесшовная обивка из винилискожи облегчает санитарную обработку.
- Быстросъёмные подушки сиденья и спинки упрощают уход и дезинфекцию.
- Откидная подставка для ног повышает удобство размещения пациентки.
- Подставка для ног надёжно закреплена на каркасе основания.
- Подколенники обеспечивают удобное положение во время осмотра.
- Комплектуется упорами для рук и тазиком из нержавеющей стали.
- Допускаемая нагрузка на кресло составляет 200 кг.
- Комбинация колёсных и стационарных опор обеспечивает устойчивость и удобство перемещения.
- Регулируемая опора позволяет компенсировать неровности поверхности пола.
- Подходит для оснащения гинекологических кабинетов, женских консультаций и медицинских центров.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	ДЗМО
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039979.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039979.pdf</a>
<b>Вес, кг</b>	44
<b>Вес в упаковке, кг</b>	54
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	960×800×1820 (в деревянной обрешётке)
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.