

## Гинекологическое кресло ДЗМО КГ-6-2

Гинекологические кресла



### Ваша цена

Розница  
**274 850 руб.**

Оптовая цена  
**223 725 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Гинекологическое кресло ДЗМО КГ-6-2

Гинекологическое кресло ДЗМО КГ-6-2 предназначено для размещения пациенток при проведении гинекологических обследований, диагностических процедур и мелких хирургических вмешательств. Модель применяется в гинекологических кабинетах, женских консультациях, медицинских центрах и стационарах.

Конструкция кресла выполнена неразборной и рассчитана на интенсивную эксплуатацию в медицинских учреждениях. Изменение углов наклона спинки и сиденья осуществляется с помощью газовых пружин. Газовые пружины закрыты специальными кожухами из ABS-пластика, защищающими механизмы от грязи и повреждений.

Кресло оснащено положением «Тренделенбург», быстросъемными подушками подголовника и сиденья, а также откидной подушкой спинки для удобной замены рулона одноразовых пелёнок. Подколенники имеют функцию синхронного раздвижения, благодаря чему при регулировке одного подколенника автоматически изменяется положение второго.

Мягкие элементы толщиной 60 мм обтянуты винилискожей по бесшовной технологии, что облегчает санитарную обработку. Подставка для ног устанавливается независимо от кресла. Конструкция установлена на 2 колёсные и 4 стационарные опоры, две из которых регулируются.

Гинекологическое кресло выпускается в трёх стандартных цветах обивки. Также доступно изготовление в нестандартных цветовых решениях по запросу.

### Особенности

- Неразборная конструкция кресла.
- Регулировка углов наклона спинки и сиденья с помощью газовых пружин.
- Защитные кожухи из ABS-пластика для газовых пружин.
- Наличие положения «Тренделенбург».
- Фиксированная высота сиденья.
- Мягкие элементы толщиной 60 мм.
- Бесшовная обивка из винилискожи.
- Быстросъемные подушки подголовника и сиденья.
- Откидная подушка спинки для замены рулона одноразовых пелёнок.
- Подколенники с функцией синхронного раздвижения.
- Независимая установка подставки для ног.
- Упоры для рук с мягкими съёмными чехлами.
- Установка на 2 колёсные и 4 стационарные опоры.
- Две регулируемые опоры для устойчивой установки.
- Три стандартных цвета обивки.
- Возможность изготовления в нестандартных цветах.

### Комплект поставки

- Гинекологическое кресло ДЗМО КГ-6-2.
- Подколенники – 2 шт.
- Подставка для ног.
- Тазик из нержавеющей стали.
- Упоры для рук с мягкими съёмными чехлами – 2 шт.

## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Длина при горизонтальном положении спинки и сиденья	1 366 мм
Ширина сиденья	655 мм
Высота сиденья	945 мм
Высота кресла	1 782 мм
Угол наклона спинки от уровня горизонтали	от -15° до +70°
Угол наклона сиденья от уровня горизонтали	от 0° до +15°
Толщина мягких элементов	60 мм
Допускаемая нагрузка на кресло	170 кг
Гарантийный срок	12 месяцев

## Преимущества

- Предназначено для проведения гинекологических осмотров, процедур и мелких хирургических вмешательств.
- Надёжная неразборная конструкция для интенсивной ежедневной эксплуатации.
- Регулировка спинки и сиденья с помощью газовых пружин.
- Газовые пружины защищены кожухами из ABS-пластика от грязи и механических повреждений.
- Наличие положения «Тренделенбург» для проведения различных медицинских манипуляций.
- Фиксированная высота сиденья обеспечивает устойчивость конструкции.
- Мягкие элементы толщиной 60 мм повышают комфорт пациентки.
- Бесшовная обивка из винилискожи облегчает санитарную обработку.
- Быстросъёмные подушки подголовника и сиденья упрощают уход и дезинфекцию.
- Откидная подушка спинки обеспечивает удобную замену одноразовых пелёнок.
- Подколенники с функцией синхронного раздвижения повышают удобство регулировки.
- Независимая подставка для ног позволяет удобно размещать пациентку.
- Упоры для рук оснащены мягкими съёмными чехлами.
- Комбинация колёсных и стационарных опор обеспечивает устойчивость и удобство перемещения.
- Две регулируемые опоры позволяют компенсировать неровности пола.
- Допускаемая нагрузка на кресло составляет 170 кг.
- Три стандартных варианта цвета обивки.
- Возможность изготовления кресла в нестандартных цветовых решениях.
- Подходит для оснащения женских консультаций, медицинских центров и гинекологических кабинетов.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ДЗМО
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета гинеколога
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039980.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039980.pdf</a>
Вес, кг	73
Вес в упаковке, кг	106
Габариты в упаковке, мм	1250×890×1880 (в деревянной обрешётке)
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.