

## Гинекологическое кресло ДЗМО КГ-6

Гинекологические кресла



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Гинекологическое кресло ДЗМО КГ-6

Гинекологическое кресло ДЗМО КГ-6 предназначено для размещения пациенток при проведении гинекологических осмотров, диагностических процедур и мелких хирургических вмешательств. Модель применяется в гинекологических кабинетах, женских консультациях, родильных домах, медицинских центрах, стационарах и процедурных кабинетах.

Кресло выполнено в виде надёжной неразборной конструкции, рассчитанной на интенсивную ежедневную эксплуатацию в условиях медицинских учреждений. Регулировка высоты, углов наклона спинки и сиденья осуществляется с помощью электроприводов. Электроприводы и блок питания защищены специальными кожухами из ABS-пластика от грязи и механических повреждений.

Модель оснащена положением «Тренделенбург», быстросъёмными подушками сиденья и подголовника, а также откидной подушкой спинки для удобной замены рулона одноразовых пелёнок. Подколенники имеют функцию синхронного раздвижения, благодаря чему изменение положения одного подколенника автоматически изменяет положение второго.

Мягкие элементы толщиной 60 мм выполнены по бесшовной технологии и обтянуты винилискожей, устойчивой к санитарной обработке и дезинфекции. Подставка для ног устанавливается независимо от кресла. Конструкция опирается на 2 колёсные и 4 стационарные опоры, две из которых регулируемые для компенсации неровностей пола.

Гинекологическое кресло ДЗМО КГ-6 выпускается в трёх стандартных вариантах цвета обивки. По запросу возможно изготовление кресла в нестандартных цветовых решениях.

#### Особенности

- Электрическая регулировка высоты кресла, спинки и сиденья.
- Надёжная неразборная конструкция для интенсивной эксплуатации.
- Наличие положения «Тренделенбург».
- Электроприводы и блок питания защищены кожухами из ABS-пластика.
- Быстросъёмные подушки сиденья и подголовника.
- Откидная подушка спинки для удобной замены одноразовых пелёнок.
- Подколенники с функцией синхронного раздвижения.
- Мягкие элементы толщиной 60 мм.
- Бесшовная обивка из винилискожи.
- Независимая подставка для ног.
- Опоры для рук с мягкими съёмными чехлами.
- Комбинация колёсных и стационарных опор.
- Две регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.
- Возможность изготовления кресла в нестандартных цветовых решениях.
- Три стандартных варианта цвета обивки.
- Допускаемая нагрузка на кресло – 170 кг.

#### Комплект поставки

- Подколенники – 2 шт.
- Ручной пульт управления.
- Ножной пульт управления.
- Тазик из нержавеющей стали.
- Опоры для рук с мягкими съёмными чехлами – 2 шт.

## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Длина при горизонтальном положении спинки и сиденья	1 366 мм
Ширина сиденья	655 мм
Высота кресла	от 1 482 до 1 782 мм
Угол наклона спинки от уровня горизонтали	от -15 ° до +70 °
Угол наклона сиденья от уровня горизонтали	от 0 ° до +15 °
Толщина мягких элементов	60 мм
Допускаемая нагрузка на кресло	170 кг
Количество колёсных опор	2
Количество стационарных опор	4

## Преимущества

- Предназначено для проведения гинекологических осмотров, диагностических процедур и малых хирургических вмешательств.
- Надёжная неразборная конструкция рассчитана на интенсивную ежедневную эксплуатацию.
- Электрическая регулировка высоты кресла, положения спинки и сиденья.
- Наличие положения «Тренделенбург» для проведения различных медицинских манипуляций.
- Электроприводы и блок питания защищены кожухами из ABS-пластика от грязи и механических повреждений.
- Регулируемая высота сиденья обеспечивает удобство работы медицинского персонала и комфорт пациентки.
- Мягкие элементы толщиной 60 мм повышают комфорт во время процедур.
- Бесшовная обивка из винилискожи облегчает санитарную обработку и дезинфекцию.
- Быстросъёмные подушки подголовника и сиденья упрощают уход за креслом.
- Откидная подушка спинки обеспечивает удобную замену одноразовых пелёнок.
- Подколенники с функцией синхронного раздвижения повышают удобство регулировки.
- Независимая подставка для ног обеспечивает удобное размещение пациентки.
- Упоры для рук оснащены мягкими съёмными чехлами.
- Комбинация колёсных и стационарных опор обеспечивает устойчивость и удобство перемещения кресла.
- Две регулируемые опоры позволяют компенсировать неровности пола.
- Допускаемая нагрузка на кресло составляет 170 кг.
- Доступны три стандартных варианта цвета обивки.
- Возможно изготовление кресла в нестандартных цветовых решениях по запросу.
- Подходит для оснащения женских консультаций, медицинских центров, стационаров и гинекологических кабинетов.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	ДЗМО
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039981.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039981.pdf</a>
<b>Вес, кг</b>	97
<b>Вес в упаковке, кг</b>	133
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.