

Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-01 (два электропривода)

Гинекологические кресла



Ваша цена

Розница
108 774 руб.

Оптовая цена
107 803 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здоровоохранение

НДС не облагается

Описание

Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-01 (два электропривода)

Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-01 с двумя электроприводами предназначено для размещения пациенток во время гинекологических осмотров, диагностических процедур и малых хирургических вмешательств. Кресло используется в отделениях гинекологии, урологии и проктологии, в женских консультациях, смотровых и урологических кабинетах, фельдшерско-акушерских пунктах, родильных домах и других лечебно-профилактических учреждениях.

Конструкция кресла выполнена на основе прочного каркаса из стальной профильной трубы с экологичным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к многократной обработке дезинфицирующими средствами. Кресло состоит из основания, ступеньки, неподвижной стойки, тазовой и спинной панелей.

Регулировка углов наклона спинной и тазовой панелей осуществляется с помощью двух электроприводов через единый пульт управления. Конструкция позволяет переводить кресло в положение «Тренделенбург». Фиксированная высота обеспечивает устойчивое положение пациентки при проведении манипуляций.

Мягкие элементы кресла изготовлены из плотного пенополиуретана на жёстком основании и обтянуты износостойкой винилискожей, устойчивой к воздействию дезинфицирующих средств. Упоры для рук и стойки опор для ног выполнены из нержавеющей стали. Эргономичные опоры для ног по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота при помощи винтовых зажимов.

Особенности

- Два электропривода для регулировки углов наклона секций.
- Единый пульт управления регулировками.
- Возможность перевода кресла в положение «Тренделенбург».
- Фиксированная высота для устойчивого положения пациентки.
- Прочный стальной каркас из профильной трубы.
- Полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к дезинфицирующим растворам.
- Мягкие панели из пенополиуретана на твёрдом основании.
- Обивка из износостойкой винилискожи.
- Регулируемые по высоте и углу поворота опоры для ног по Геппелю.
- Упоры для рук и стойки опор выполнены из нержавеющей стали.
- Откидная ступенька для удобства размещения пациентки.
- Выдвижная касета под сиденьем и съёмный тазик из нержавеющей стали.
- Бесступенчатая регулировка углов наклона секций.
- Устойчивость материалов к истиранию и дезинфицирующей обработке.
- Возможность дополнительной комплектации.

Стандартная комплектация

- Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-01.
- Опоры для ног по Геппелю – 2 шт.
- Ступенька.
- Тазик из нержавеющей стали.
- Упоры для рук – 2 шт.

Дополнительная комплектация

- Подголовник.
- Ножная секция.
- Столик для инъекций.
- Штатив для вливаний.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип привода	электрический
Количество электроприводов	2
Регулировка углов наклона секций	да
Фиксированная высота	да
Положение «Тренделенбург»	да
Материал каркаса	стальная профильная труба
Покрытие каркаса	полимерно-порошковое
Материал обивки	винилискожа
Материал мягких элементов	пенополиуретан
Толщина пенополиуретана	30 мм
Материал упоров для рук	нержавеющая сталь
Материал стоек опор для ног	нержавеющая сталь
Тип опор для ног	по Геппелю
Регулировка опор для ног	по высоте и углу поворота
Максимальная нагрузка	170 кг
Гарантия производителя	12 мес.

Преимущества

- Два электропривода обеспечивают плавную и точную регулировку углов наклона секций.
- Единый пульт управления упрощает настройку положения кресла.
- Возможность перевода кресла в положение «Тренделенбург».
- Фиксированная высота конструкции повышает устойчивость пациентки во время процедур.
- Каркас изготовлен из прочной стальной профильной трубы.
- Полимерно-порошковое покрытие устойчиво к воздействию дезинфицирующих средств.
- Мягкие элементы выполнены из плотного пенополиуретана на жёстком основании.
- Обивка из винилискожи устойчива к истиранию и регулярной санитарной обработке.
- Эргономичные опоры для ног по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота.
- Упоры для рук и стойки опор изготовлены из нержавеющей стали.
- Бесступенчатая регулировка секций позволяет адаптировать положение кресла под различные процедуры.
- Наличие выдвижной кассеты и съёмного тазика из нержавеющей стали повышает удобство эксплуатации.
- Откидная ступенька облегчает размещение пациентки на кресле.
- Конструкция подходит для оснащения гинекологических, урологических и проктологических кабинетов.
- Максимальная нагрузка на кресло составляет 170 кг.
- Возможность дополнительной комплектации расширяет функциональность кресла.
- Кресло рассчитано на интенсивную эксплуатацию в лечебно-профилактических учреждениях.
- Наличие регистрационного удостоверения Минздрава РФ.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040073.pdf
Габариты, мм	1122×1025×1720
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.