

Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-03 (пневмопружины, электропривод)

Гинекологические кресла



Ваша цена

Розница
156 979 руб.

Оптовая цена
155 578 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-03 (пневмопружины, электропривод)

Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-03 предназначено для размещения пациенток во время гинекологических осмотров, диагностических процедур и малых хирургических вмешательств. Кресло применяется в отделениях гинекологии, урологии и проктологии, в женских консультациях, смотровых и урологических кабинетах, фельдшерско-акушерских пунктах, родильных домах и других лечебно-профилактических учреждениях.

Каркас кресла изготовлен из прочной стальной профильной трубы, обеспечивающей длительный срок службы конструкции. Все металлические элементы имеют полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к многократной обработке дезинфицирующими средствами.

Конструкция кресла включает основание, подвижную стойку, ступеньку, тазовую и спинную панели. Высота сиденья регулируется при помощи электропривода через ручной пульт управления. Регулировка углов наклона секций осуществляется при помощи рычажного механизма и двух пневмопружин, обеспечивающих плавное изменение положения пациентки.

Кресло поддерживает положение «Тренделенбург». Мягкие элементы панелей выполнены из плотного пенополиуретана на жёстком основании и обтянуты винилискожей, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств.

Эргономичные опоры для ног по Геппелю изготовлены из литого пенополиуретана и регулируются по высоте и углу поворота при помощи винтовых зажимов. Упоры для рук и стойки опор для ног выполнены из нержавеющей стали.

Особенности

- Регулировка высоты сиденья при помощи электропривода.
- Ручной пульт управления для настройки положения кресла.
- Регулировка углов наклона секций при помощи двух пневмопружин.
- Рычажный механизм регулировки секций.
- Бесступенчатая регулировка углов наклона панелей.
- Возможность перевода кресла в положение «Тренделенбург».
- Каркас из стальной профильной трубы.
- Полимерно-порошковое покрытие металлических элементов.
- Устойчивость покрытия к дезинфицирующим средствам.
- Мягкие элементы из плотного пенополиуретана на жёстком основании.
- Обивка из износостойкой винилискожи.
- Эргономичные опоры для ног по Геппелю.
- Регулировка опор для ног по высоте и углу поворота.
- Упоры для рук и стойки опор изготовлены из нержавеющей стали.
- Откидная ступенька для удобного размещения пациентки.
- Наличие выдвижной кассеты под сиденьем и съёмного тазика.
- Возможность дополнительной комплектации.
- Максимальная нагрузка на кресло составляет 170 кг.

Стандартная комплектация

- Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-03.
- Опоры для ног по Геппелю – 2 шт.
- Ступенька.

- Тазик из нержавеющей стали.
- Упоры для рук – 2 шт.

Дополнительная комплектация

- Подголовник.
- Ножная секция.
- Столик для инъекций.
- Штатив для вливаний.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип регулировки секций	пневмопружины и рычажный механизм
Регулировка высоты сиденья электроприводом	да
Регулировка углов наклона секций пневмопружинами	да
Положение «Тренделенбург»	да
Материал каркаса	стальная профильная труба
Покрытие каркаса	полимерно-порошковое
Материал обивки	винилискожа
Материал мягких элементов	пенополиуретан
Толщина пенополиуретана	50 мм
Материал упоров для рук	нержавеющая сталь
Материал стоек опор для ног	нержавеющая сталь
Тип опор для ног	по Геппелю
Регулировка опор для ног	по высоте и углу поворота
Максимальная нагрузка	170 кг
Гарантия производителя	12 мес.

Преимущества

- Электропривод обеспечивает удобную регулировку высоты сиденья.
- Управление высотой кресла осуществляется при помощи ручного пульта.
- Пневмопружины обеспечивают плавную и бесступенчатую регулировку углов наклона секций.
- Рычажный механизм облегчает изменение положения панелей кресла.
- Возможность перевода кресла в положение «Тренделенбург».
- Каркас изготовлен из прочной стальной профильной трубы.
- Полимерно-порошковое покрытие устойчиво к дезинфицирующим средствам и стиранию.
- Металлические элементы защищены от коррозии и механических повреждений.
- Мягкие панели изготовлены из плотного пенополиуретана толщиной 50 мм.
- Обивка из винилискожи устойчива к интенсивной санитарной обработке.
- Эргономичные опоры для ног по Геппелю регулируются по высоте и углу поворота.
- Опоры для ног выполнены из литого пенополиуретана.
- Упоры для рук и стойки опор для ног изготовлены из нержавеющей стали.
- Откидная ступенька облегчает размещение пациентки на кресле.
- Выдвижная кассета под сиденьем повышает удобство проведения процедур.
- Съёмный тазик из нержавеющей стали удобен для санитарной обработки.
- Конструкция рассчитана на нагрузку до 170 кг.
- Дополнительная комплектация позволяет адаптировать кресло под задачи медицинского кабинета.
- Кресло подходит для оснащения гинекологических, урологических и проктологических кабинетов.
- Конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию в лечебно-профилактических учреждениях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия

Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040075.pdf
Габариты, мм	1122×1025×1490/1840
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.