

## Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-03 (три электропривода)

Гинекологические кресла



### Ваша цена

Розница  
**228 238 руб.**

Оптовая цена  
**226 200 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-03 (три электропривода)

Гинекологическое кресло Ока-Медик КГ-03 с тремя электроприводами предназначено для комфортного размещения пациенток при гинекологических осмотрах, диагностических процедурах и малых хирургических вмешательствах. Кресло применяется в гинекологических, урологических и проктологических отделениях, женских консультациях, смотровых и урологических кабинетах, фельдшерско-акушерских пунктах, родильных домах и других лечебно-профилактических учреждениях.

Конструкция выполнена на основе прочного каркаса из стальной профильной трубы, обеспечивающего долговечность эксплуатации. Все металлические элементы имеют полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.

Кресло состоит из основания, подвижной тумбы, тазовой и спинной панелей. Мягкие элементы выполнены из плотного пенополиуретана на жестком основании и обтянуты износостойкой винилискожей, устойчивой к истиранию и дезинфекции.

Три электропривода обеспечивают бесступенчатую регулировку высоты сиденья, а также углов наклона тазовой и спинной панелей. Управление осуществляется через единый пульт, что позволяет точно и быстро настраивать положение кресла с минимальными усилиями персонала.

Кресло поддерживает возможность перевода в положение «Тренделенбург». Опоры для ног по Геппелю оснащены мягкими съёмными чехлами из винилискожи и регулируются по высоте и углу поворота с помощью винтовых зажимов. Упоры для рук и стойки опор выполнены из нержавеющей стали.

### Особенности

- Три электропривода для регулировки высоты и углов наклона секций.
- Бесступенчатая настройка положения кресла через единый пульт управления.
- Плавная и точная регулировка всех основных элементов конструкции.
- Возможность перевода кресла в положение «Тренделенбург».
- Каркас из прочной стальной профильной трубы.
- Полимерно-порошковое покрытие металлических элементов.
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам и механическим повреждениям.
- Мягкие элементы из плотного пенополиуретана толщиной 50 мм.
- Обивка из износостойкой винилискожи.
- Опоры для ног по Геппелю с регулировкой по высоте и углу поворота.
- Съёмные мягкие чехлы на опорах для ног.
- Упоры для рук и стойки опор из нержавеющей стали.
- Наличие выдвигной кассеты под сиденьем.
- Съёмный тазик для проведения процедур.
- Возможность дополнительной комплектации.
- Максимальная нагрузка до 170 кг.
- Кресло рассчитано на интенсивную эксплуатацию в медицинских учреждениях.

### Стандартная комплектация

- Кресло Ока-Медик КГ-03 (три электропривода).
- Опоры для ног по Геппелю – 2 шт.

- Упоры для рук – 2 шт.
- Тазик из нержавеющей стали.

### Дополнительная комплектация

- Подголовник.
- Ножная секция.
- Ступенька.
- Столик для инъекций.
- Штатив для вливаний.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество электроприводов	3
Регулировка высоты	электроприводом
Регулировка углов наклона секций	электроприводом
Пульт управления	да
Положение «Тренделенбург»	да
Материал каркаса	стальная профильная труба
Покрытие каркаса	полимерно-порошковое
Материал обивки	винилискожа
Материал мягких элементов	пенополиуретан
Толщина пенополиуретана	50 мм
Максимальная нагрузка	170 кг
Гарантия производителя	12 мес.

### Преимущества

- Три независимых электропривода обеспечивают точную и плавную настройку положения кресла.
- Бесступенчатая регулировка высоты сиденья и углов наклона тазовой и спинной секций.
- Управление всеми функциями осуществляется через единый пульт, упрощая работу персонала.
- Возможность быстрого перевода кресла в положение «Тренделенбург».
- Прочный металлический каркас из стальной профильной трубы с высокой несущей способностью.
- Полимерно-порошковое покрытие каркаса обеспечивает устойчивость к дезинфицирующим средствам и коррозии.
- Мягкие элементы из плотного пенополиуретана на жёсткой основе обеспечивают комфорт пациентки.
- Обивка из винилискожи устойчива к истиранию и многократной санитарной обработке.
- Регулируемые опоры для ног по Геппелю обеспечивают индивидуальную настройку положения пациента.
- Элементы опор и упоров выполнены из нержавеющей стали, повышая долговечность конструкции.
- Съёмный тазик и выдвижная кассета под сиденьем повышают удобство проведения процедур.
- Конструкция рассчитана на высокую нагрузку и стабильную эксплуатацию в условиях интенсивного использования.
- Отсутствие резких механических переключений обеспечивает плавность всех регулировок.
- Поддержка расширенной дополнительной комплектации для адаптации под различные клинические задачи.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040076.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040076.pdf</a>

Габариты, мм	1122×1025×1550/1990
--------------	---------------------

Страна производства	Россия
---------------------	--------

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.