

Глубокая полипропиленовая мойка Runwangda WJH0357F

Сантехнические принадлежности для лабораторий



Ваша цена

Розница
4 227 руб.

Оптовая цена
4 058 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Глубокая полипропиленовая мойка Runwangda WJH0357F

Глубокая полипропиленовая мойка Runwangda WJH0357F используется в мебели серии НВ. Она встраивается в столы-мойки [МОП-800](#), [МОП-1000](#).

Выполнена целиком из полипропилена, который устойчив к продолжительному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей. Она отлично выдерживает воздействие химических реактивов.

Глубина раковины: 290 мм.

Внутренние размеры (В×Ш×Г): 490×390×290 мм.

Габаритные размеры (В×Ш×Г): 550×430×310 мм.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Runwangda
Страна бренда	Китай
Серия	НВ
Тип	мойка
Габариты, мм	490×390×290
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.