

Глюкометр Diamedical iCHECK с тест-полосками (25 шт.)

Гематологические анализаторы



Ваша цена

Розница

6 670 руб.

Оптовая цена

6 612 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Глюкометр Diamedical iCHECK с тест-полосками (25 шт.)

Глюкометр Diamedical iCHECK с тест-полосками (25 шт.) — портативная система контроля уровня глюкозы в капиллярной крови, предназначенная для диагностики *in vitro*. Прибор обеспечивает быстрое и точное измерение концентрации глюкозы с использованием минимального объема крови и подходит для применения как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

Измерение выполняется электрохимическим методом, что обеспечивает высокую точность результатов. Для анализа требуется не более 0,9 мкл крови, а время получения результата составляет всего 9 секунд. Глюкометр отображает результаты в ммоль/л, сохраняет до 180 результатов измерений с датой и временем и автоматически рассчитывает средние значения за 7, 14, 21 и 28 дней.

Компактный корпус, автоматическое отключение для экономии заряда батареи, возможность регулировки глубины прокола и длительный срок службы элемента питания делают прибор удобным для ежедневного использования. В комплект поставки входят тест-полоски, стерильные ланцеты и все необходимые принадлежности для начала работы сразу после покупки.

Особенности

- Портативная система контроля уровня глюкозы в капиллярной крови.
- Диагностика *in vitro*.
- Электрохимический метод измерения.
- Минимальный объем образца — не более 0,9 мкл.
- Получение результата всего за 9 секунд.
- Диапазон измерения от 1,7 до 41,7 ммоль/л.
- Отображение результатов в ммоль/л.
- Память на 180 результатов с датой и временем.
- Расчет средних значений за 7, 14, 21 и 28 дней.
- Регулируемая глубина прокола ланцетом.
- Автоматическое отключение через 1 или 3 минуты ожидания.
- Работа от литиевой батарейки CR2032.
- Ресурс батареи — более 1 000 измерений.
- Компактные размеры и небольшой вес.
- Подходит для домашнего использования и медицинских учреждений.
- Зарегистрирован в Росздравнадзоре как медицинское изделие.

Комплект поставки

- Глюкометр Diamedical iCHECK — 1 шт.
- Тест-полоски — 25 шт.
- Стерильные ланцеты — 25 шт.
- Устройство для прокалывания — 1 шт.
- Литиевая батарейка CR2032 (3 В) — 1 шт.
- Руководство пользователя с гарантийным талоном.
- Переносная сумка.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
----------------	----------

Тип изделия	Глюкометр
Назначение	Определение уровня глюкозы в капиллярной крови (in vitro)
Метод измерения	Электрохимический
Диапазон измерения	от 1,7 до 41,7 ммоль/л
Объём крови	не более 0,9 мкл
Время измерения	9 с
Единицы измерения	ммоль/л
Память	180 результатов с датой и временем
Расчёт средних значений	7, 14, 21 и 28 дней
Автоматическое отключение	через 1 мин без тест-полоски или через 3 мин с тест-полоской
Источник питания	Литиевая батарейка CR2032, 3 В
Ресурс батареи	более 1 000 измерений
Цвет	Синий

Преимущества

- Высокая точность определения уровня глюкозы в капиллярной крови.
- Электрохимический метод измерения обеспечивает стабильные результаты анализа.
- Для исследования требуется всего до 0,9 мкл крови.
- Получение результата всего за 9 секунд.
- Широкий диапазон измерения от 1,7 до 41,7 ммоль/л.
- Память на 180 результатов с датой и временем измерения.
- Автоматический расчёт средних значений за 7, 14, 21 и 28 дней.
- Регулируемая глубина прокола для более комфортного получения образца крови.
- Автоматическое отключение снижает расход заряда батареи.
- Ресурс элемента питания составляет более 1 000 измерений.
- Компактные размеры 58 × 80 × 19 мм позволяют всегда иметь прибор при себе.
- Небольшой вес – всего 50 г с элементом питания.
- Поставляется с 25 тест-полосками, 25 стерильными ланцетами и устройством для прокалывания.
- Готов к использованию сразу после распаковки.
- Подходит для самоконтроля и профессионального применения в медицинских учреждениях.
- Зарегистрирован в Росздравнадзоре как медицинское изделие.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в Китае
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для исследований крови
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040723.pdf
Габариты, мм	58×80×19
Вес, кг	0.05
Электропитание, В	3 (батарейка CR2032)
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики

и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.