

## Графитовая кювета с пиропокрытием типа PE

Оборудование для атомно-абсорбционных спектрометров    Арт. 51001746

### Ваша цена

Розница  
**139 995 руб.**

Оптовая цена  
**134 810 руб.**



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Подходит для: спектрометра МГА-1000

## Описание

### Графитовая кювета с пиропокрытием типа PE

Кювета типа PE применяется в атомно-абсорбционных спектрометрах МГА-1000.

Поставляется в упаковке по 10 шт.

В графитовой кювете происходит нагрев и атомизация анализируемой пробы. Жидкая капля пробы вносится с помощью автоматического или ручного дозатора.

Для увеличения долговечности и препятствия диффузии паров через стенки кюветы, её покрывают пиролитическим покрытием (слоем газонепроницаемого пироуглерода).

Выпускается в двух модификациях:

- Обычная кювета.
- Кювета с интегрированной платформой Львова.

Интегрированная платформа Львова улучшает условия проведения анализа, его точность и чувствительность.

Для защиты от выгорания на воздухе графитовые кюветы размещают в полугерметичном объёме, продуваемом потоком аргона.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	51001746
Бренд	Люмэкс
Страна бренда	Россия
Подходит для	спектрометра МГА-1000

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.