

Иммобилизационный вакуумный матрас Медтехника МИВ-2 для взрослых

Медицинские носилки

Ваша цена

Розница

39 270 руб.

Оптовая цена

38 610 руб.

**Сделано
в России**

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение



НДС не облагается

Описание

Иммобилизационный вакуумный матрас Медтехника МИВ-2 для взрослых

Иммобилизационный вакуумный матрас Медтехника МИВ-2 предназначен для надёжной иммобилизации и безопасной транспортировки взрослых пациентов при травмах позвоночника, костей таза, верхних и нижних конечностей. Изделие обеспечивает физиологичную фиксацию тела, снижает риск вторичных повреждений и позволяет перевозить пострадавшего без дополнительной травматизации.

Матрас изготовлен из прочной водоотталкивающей винилуретанискожи, а внутренняя герметичная камера выполнена из ПВХ-плёнки и заполнена синтетическими гранулами размером 3–5 мм. После удаления воздуха гранулы плотно фиксируются между собой, благодаря чему матрас принимает анатомическую форму тела пациента и становится жёстким, обеспечивая эффективную иммобилизацию.

Для фиксации пострадавшего используются три прочных ремня из ранцевой ленты с фастексными застёжками. По периметру матраса расположена окантовка из шнура, образующая четыре пары удобных ручек для переноски. Насос входит в комплект поставки и позволяет быстро создать необходимый вакуум.

Матрас является рентгенопрозрачным, поэтому проведение рентгенографии возможно без снятия фиксации. Для удобства эксплуатации изделие имеет цветовую маркировку сторон: синяя поверхность является внешней, оранжевая — внутренней. После вакуумирования матрас способен сохранять жёсткость и форму до 10 часов без дополнительной откачки воздуха.

Особенности

- Предназначен для взрослых пациентов.
- Бескаркасная складная конструкция.
- Иммобилизация за счёт вакуумной технологии.
- Внутренняя камера заполнена синтетическими гранулами размером 3–5 мм.
- Наружное покрытие выполнено из водоотталкивающей винилуретанискожи.
- Внутренняя камера изготовлена из прочной ПВХ-плёнки.
- Три фиксирующих ремня с фастексными застёжками.
- Длина каждого фиксирующего ремня — 1 990 мм.
- Четыре пары транспортировочных ручек по периметру матраса.
- Рентгенопрозрачная конструкция.
- Сохраняет форму до 10 часов без дополнительной откачки воздуха.
- Цветовая маркировка сторон для удобства эксплуатации.
- Компактно складывается и размещается в транспортной сумке.
- Ручной насос входит в комплект поставки.

Показания к применению

- Иммобилизация пациентов при травмах позвоночника.
- Иммобилизация при повреждениях костей таза.
- Фиксация при травмах верхних конечностей.
- Фиксация при травмах нижних конечностей.
- Подготовка пострадавшего к безопасной транспортировке.

Области применения

- Службы скорой и неотложной медицинской помощи.
- Службы медицины катастроф.
- Подразделения МО и МВД.
- Подразделения МЧС и гражданской обороны.
- Крупные производственные и добывающие предприятия.
- Спортивные общества и спортивные комплексы.

Противопоказания

Специфические противопоказания производителем не указаны. Использование изделия должно осуществляться обученным медицинским персоналом с учётом характера травмы и состояния пострадавшего.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Назначение	Для взрослых
Тип конструкции	Бескаркасный
Исполнение	Складной
Размер в сложенном виде	900 × 500 × 270 мм
Материал наружного покрытия	Винилуретанискожа
Материал внутренней камеры	ПВХ-плёнка
Наполнитель	Синтетические гранулы 3–5 мм
Количество фиксирующих ремней	3 шт.
Длина ремня	1 990 мм
Транспортировочные ручки	4 пары
Максимальная нагрузка	200 кг
Рентгенопрозрачность	Да
Сохранение формы без дополнительной откачки	До 10 часов
Насос	Входит в комплект
Гарантия производителя	12 месяцев
Страна производства	Россия

Комплект поставки

- Иммобилизационный вакуумный матрас Медтехника МИВ-2 — 1 шт.
- Ручной насос — 1 шт.
- Транспортная сумка — 1 шт.
- Фиксирующие ремни — 3 шт.
- Ремкомплект — 1 шт.
- Паспорт изделия.

Преимущества

- Обеспечивает надёжную иммобилизацию взрослых пациентов при травмах позвоночника, таза и конечностей.
- Принимает анатомическую форму тела после удаления воздуха, обеспечивая физиологичную фиксацию.
- Снижает риск вторичных повреждений во время транспортировки пострадавшего.
- Рентгенопрозрачная конструкция позволяет выполнять рентгенографию без снятия матраса.
- Сохраняет жёсткость и форму до 10 часов без дополнительной откачки воздуха.
- Водоотталкивающее наружное покрытие устойчиво к воздействию влаги и удобно для санитарной обработки.
- Внутренняя камера с синтетическими гранулами обеспечивает равномерную фиксацию тела.
- Три прочных фиксирующих ремня с фастексными застёжками позволяют быстро закрепить пациента.
- Восемь транспортировочных ручек (4 пары) обеспечивают удобную переноску пострадавшего.
- Бескаркасная складная конструкция облегчает хранение и транспортировку изделия.
- Компактные размеры в сложенном виде позволяют удобно размещать матрас в автомобиле скорой помощи и других транспортных средствах.
- Цветовая маркировка внутренней и внешней сторон ускоряет подготовку изделия к использованию.
- Ручной насос входит в комплект поставки и позволяет быстро создать необходимый вакуум.
- Транспортная сумка облегчает хранение и переноску матраса.
- Рассчитан на нагрузку до 200 кг.
- Подходит для применения в службах скорой медицинской помощи, медицине катастроф, подразделениях МЧС, МО и МВД, а также на промышленных объектах и спортивных сооружениях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для скорой помощи
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010023987.pdf
Габариты, мм	2250×1250
Вес, кг	7
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.