

Инфракрасный термометр Testo 830-T1

Промышленные термометры



Ваша цена

Розница
9 200 руб.

Оптовая цена
8 740 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Особенности: инфракрасный (бесконтактный), с лазерным целеуказанием
- Диапазон измерения, °C: -30...+400

Описание

Инфракрасный термометр Testo 830-T1

Testo 830-T1 — это быстродействующий инфракрасный термометр с 1-точечным лазерным целеуказателем и оптикой 10:1.

Внесён в Государственный реестр средств изменений под [№8470; №48507-11](#). Срок свидетельства: до 16.11.2026.

Батарейки (типа «Крона», 9 В) хватает примерно на 15 часов работы.

Особенности термометра:

- Высокий уровень быстродействия.
- Лазерный целеуказатель.
- Выбор предельных значений пользователем.
- Звуковое и оптическое оповещения в случае превышения заданных предельных значений.
- Удобство в эксплуатации благодаря эргономичной рукоятке-пистолету.
- Подсветка дисплея.
- Возможность настройки коэффициента излучения (от 0,2 до 1,0).

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Testo

Страна бренда

Германия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000074452.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000074452.pdf>

Особенности

инфракрасный (бесконтактный), с лазерным

	целеуказанием
Диапазон измерения, °C	-30...+400
Погрешность, °C	±1,5 °C или ±1,5 % от изм. знач. (+0,1 ... +400 °C); ±2 °C или ±2 % от изм. знач. (-30 ... 0 °C)
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	190×75×38
Вес, кг	0.2

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.