

## Инкубатор Hettich HettCube 400

Термостаты-инкубаторы    Арт. 64000



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 199
- Диапазон температур, °С: Ткомн.+1...+65

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Инкубатор Hettich HettCube 400

HettCube 400 — экономичный и экологически благоприятный инкубатор с хорошо продуманным дизайном. Он создаёт оптимальные условия для роста культур. Благодаря своему объёму и широкому ассортименту принадлежностей, HettCube 400 хорошо подходит для всех фармацевтических, исследовательских и промышленных применений.

Подходит для анализа клинических образцов для выявления бактерий, грибов, дрожжей, незаменим в микробиологических исследованиях.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2014/1492 от 20.03.2014.  
Потребление энергии инкубатором — 0,046 кВт/ч.

Параметры тацскрина:

- Отображение заданных и фактических значений параметров.
- Точность настройки — 0,1 °С.
- Таймер.
- Опция выбора языка.
- Диаграмма температур с тремя уровнями увеличения (до 4 недель).
- Специальные сценарии в случае отключения питания.
- Журнал, в котором фиксируются открывания двери, часы работы, сигналы предупреждения.
- ПИН-код.
- До 99 программируемых функций.
- Монитор класса 3.1 для выбора температуры.

Внутренняя камера выполнена из высококачественной нержавеющей стали марки ASTM 304.

На задней панели установлено отверстие для кабеля диаметром 42 мм.

Для данного инкубатора доступны следующие дополнительные опции:

- Параметры для непрерывной работы функции охлаждения.
- Телескопические системы Hettich Tray System (HTS).
- Дополнительная стойка.
- Стойки размерами L и XL.
- Стойка для чашек Петри.
- Пассивное влагоудаление.
- Стеклопанельная дверь.
- Панель подключений на задней стенке.
- Перевешивание дверных петель.

Обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам для уточнения деталей.

## Преимущества

### Преимущества инкубатора HettCube 400

- Высокая точность поддержания температуры по всему объёму камеры.
- Температура поддерживается за счёт теплового излучения, предотвращая возникновение точек перегрева. Культуры не пересыхают, и условия внутри инкубатора однородны, что позволяет достичь воспроизводимых результатов.
- Мягкий воздушный поток внутри камеры.
- Эргономичная рабочая и информационная панель.
- Закруглённые захваты на полках.
- Практичная одноручная работа благодаря автоматическому механизму закрытия: при угле открытия менее 90 ° дверь инкубатора автоматически закрывается благодаря магнитному механизму.
- Множество программируемых параметров.
- Программы и настройки температуры можно переносить на другие модели линейки HettCube без дополнительного программного обеспечения.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	64000
Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Отрасли	Здравоохранение
Объём рабочей камеры, л	199
Диапазон температур, °C	Ткомн.+1...+65
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,1
Время нагрева, мин, не более	4,5
Количество полок	3
Максимальный шум, дБ	41
Габариты, мм	710×825×1425
Вес, кг	117
Электропитание, В	220-240
Страна производства	Германия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.