

Инкубатор Hettich HettCube 600R

Термостаты-инкубаторы

Арт. 66005



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу

Hettich

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объем рабочей камеры, л: 351
- Диапазон температур, °C: 0...+65

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2014/1492 от 20.03.2014

Описание

Инкубатор Hettich HettCube 600R

HettCube 600R — экономичный и экологически благоприятный инкубатор с хорошо продуманным дизайном. Он создаёт оптимальные условия для роста культур. Благодаря своему объёму и широкому ассортименту принадлежностей, HettCube 600R хорошо подходит для всех фармацевтических, исследовательских и промышленных применений. Для данной модели предусмотрена функция охлаждения и диапазон температур от 0 °C до +65 °C.

Основываясь на базе HettCube 400, HettCube 600R представляет собой увеличенную версию и имеет на 152 литра полезного пространства больше, чем HettCube 400. Эта модель способна вместить до 1800 чашек Петри.

Подходит для анализа клинических образцов для выявления бактерий, грибов, дрожжей, незаменим в микробиологических исследованиях.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2014/1492 от 20.03.2014.

Потребление энергии инкубатором — 0,056 кВт/ч.

Параметры тацскрина:

- Отображение заданных и фактических значений параметров.
- Точность настройки — 0,1 °C.
- Таймер.
- Опция выбора языка.
- Диаграмма температур с тремя уровнями увеличения (до 4 недель).
- Специальные сценарии в случае отключения питания.
- Журнал, в котором фиксируются открывания двери, часы работы, сигналы предупреждения.
- ПИН-код.
- До 99 программируемых функций.
- Монитор класса 3.2 для выбора температуры.
- Снижение температуры с функцией «Отпуск».
- Программирование внешних устройств через свитчборд (опционально).

Внутренняя камера выполнена из высококачественной нержавеющей стали марки ASTM 304.

На задней панели установлено отверстие для кабеля диаметром 42 мм.

Для данного инкубатора доступны следующие дополнительные опции:

- Параметры для непрерывной работы функции охлаждения.
- Телескопические системы Hettich Tray System (HTS).

- Дополнительная стойка.
- Стойки L и XL.
- Стойка для чашек Петри.
- Пассивное влагоудаление.
- Стеклопанель.
- Панель подключений на задней стенке.
- Перевешивание дверных петель.

Обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам для уточнения деталей.

Преимущества

Преимущества инкубатора HettCube 600R

- Встроенная функция охлаждения и диапазон температур от 0 °C до +65 °C.
- Интуитивно понятное управление благодаря новейшему сенсорному экрану. Простая приборная панель показывает номинальные и действительные показатели, статус оборудования, обзор всех событий и аварийных оповещений за последний месяц.
- Легко настраиваемые температурные условия. Инкубатор позволяет установить еженедельные режимы температурного контроля без установки дополнительного программного обеспечения прямо на самом оборудовании. Функция понижения температуры позволяет установить запланированные снижения температуры на месяцы вперёд.
- Гибкие настройки. Различные события и оповещения можно настроить по отдельности. например, отклонения от заданных температурных условий можно настроить отдельно и независимо друг от друга, введя предельно допустимые значения или используя систему контроля температуры 3.1 и 3.2.
- Безопасность образцов даже в случае сбоя электропитания. Чтобы надёжно защитить образцы, даже на случай сбоя электропитания, можно предварительно настроить различные сценарии поведения инкубатора.
- Оптимальные условия роста. Серия HettCube сочетает преимущества естественной и принудительной циркуляции воздуха. Вентилятор расположен вне полезного пространства, таким образом, воздушный поток внутри инкубатора практически отсутствует. Температура поддерживается за счёт теплового излучения, предотвращая возникновение точек перегрева. Культуры не пересыхают, и условия внутри инкубатора однородны, что позволяет достичь воспроизводимых результатов.
- Высокая точность поддержания температуры по всему объёму камеры.
- Мягкий воздушный поток внутри камеры.
- Эргономичная рабочая и информационная панель.
- Закруглённые захваты на полках.
- Практичная одноручная работа благодаря автоматическому механизму закрытия: при угле открытия менее 90 ° дверь инкубатора автоматически закрывается благодаря магнитному механизму.
- Множество программируемых параметров.
- Программы и настройки температуры можно переносить на другие модели линейки HettCube без дополнительного программного обеспечения.
- Минимальные расходы на эксплуатацию.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	66005
Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Отрасли	Здравоохранение
Дополнительный функционал	есть система охлаждения
Объём рабочей камеры, л	351
Диапазон температур, °C	0...+65

Время нагрева, мин, не более	5,5
Количество полок	4
Габариты, мм	710×825×1990
Вес, кг	175
Электропитание, В	220-240
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.