

## Карманный рН-метр HANNA Checker 1 HI98103

рН-метры



### Ваша цена

Розница  
**9 017 руб.**

Оптовая цена  
**8 878 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Экология

С учетом НДС 22 %

- Тип прибора: карманный
- Измеряемые параметры: рН
- Диапазон показаний, рН: 0,0...14,0
- Дискретность, рН: 0,1

## Описание

### Карманный рН-метр HANNA Checker 1 (HI98103)

Миниатюрный рН-метр со сменным тефлоновым электродом обеспечивает быстрое и точное измерение рН раствора от 0 до 14 рН с разрешением 0,1. Управляется одной кнопкой.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под №8470; 76015-19. Срок свидетельства: до 12.09.2024.

HANNA Checker 1 оснащён съёмным электродом (HI1271) 103 мм длиной и диаметром 8 мм в самом широком месте. Если срок действия электрода истёк или он сломался, то заменить его очень просто: нужно отвинтить старый и привинтить новый.

Корпус пластиковый. Большой чёткий экран позволяет проводить измерения в любых полевых условиях.

Литий-ионной батарейки (входит в комплект) хватает примерно на 1000 часов непрерывного использования. Прибор автоматически выключается после определённого времени бездействия (8 минут, 60 минут или никогда — это можно изменить в настройках). Когда заряд батарейки будет на исходе, на экране появится мигающая иконка батарейки.

Комплектация:

- Сам прибор HI98103 (Checker).
- рН-электрод HI1271.
- Батарейки.
- Инструкция.

## Преимущества

### Преимущества рН-метра HANNA Checker 1

- Компактные размеры и малый вес — легко поместится в кармане.
- Долгая работа от одного набора батареек.
- Быстрое и точное определение рН.
- Большой и яркий дисплей.

## Характеристики

Параметр:

## Показатель:

Бренд	HANNA Instruments
Страна бренда	США
Отрасли	Водоснабжение, водоотведение, водные ресурсы
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000000900.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000000900.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000000900.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000000900.pdf</a>
Тип прибора	карманный
Измеряемые параметры	pH
Диапазон показаний, pH	0,0...14,0
Дискретность, pH	0,1
Погрешность, ±pH	0,2
Габариты, мм	174×50×25
Вес, кг	0.05
Страна производства	Румыния

**Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.