

Карманный рН-метр HANNA Checker plus HI98100

рН-метры



Ваша цена

Розница
9 735 руб.

Оптовая цена
9 585 руб.



Под заказ

Области применения:

- Экология

С учетом НДС 22 %

- Тип прибора: карманный
- Измеряемые параметры: рН
- Диапазон показаний, рН: 0,00...14,00
- Дискретность, рН: 0,01

Описание

Карманный рН-метр HANNA Checker plus (HI98100)

Карманный рН-метр Checker Plus – это усовершенствованная модель тестера HANNA Checker 1. Обеспечивает быстрое и точное измерение рН раствора от 0 до 14 рН с разрешением 0,1. Управляется одной кнопкой.

Внесён в Государственный реестр средств изменений под № [76015-19](#). Срок свидетельства: до 12.09.2024.

Увеличенный ЖК-дисплей, на котором помещаются значение рН, индикатор стабильности, индикатор низкого уровня зарядки батареи и индикатор калибровки, позволит работать в условиях низкой освещенности.

Индикатор стабильности (иконка песочных часов) отображается на дисплее до тех пор, пока не будет получено устойчивое значение рН. После того как показания стабилизируются этот индикатор исчезнет; после этого показания можно записывать.

HANNA Checker plus оснащен съёмным электродом (HI1271) 103 мм длиной и диаметром 8 мм в самом широком месте. Электрод легко помещается в пробирках или флаконах. Если срок действия электрода истёк или он сломался, то заменить его очень просто: нужно отвинтить старый и привинтить новый.

Checker Plus калибруется автоматически по одной или двум точкам. Калибровочные буферы распознаются автоматически, а после калибровки высвечивается показание буфера, использованного при калибровке.

Литий-ионной батарейки (входит в комплект) хватает примерно на 1000 часов непрерывного использования. Прибор автоматически выключается после определенного времени бездействия (8 минут, 60 минут или никогда – это можно изменить в настройках). Когда заряд батарейки будет на исходе, на экране появится мигающая иконка батарейки.

Комплектация:

- Сам прибор HI98100 (Checker).
- рН-электрод HI1271.
- Батарейки.
- Инструкция.
- Калибровочные буферы и моющий раствор.
- Прочный пластиковый чехол.

Преимущества

Преимущества pH-метра HANNA Checker plus

- Компактные размеры и малый вес – легко поместится в кармане.
- Долгая работа от одного набора батареек.
- Быстрое и точное определение pH.
- Большой и яркий дисплей.
- Автоматическая калибровка по одной или двум точкам.
- Автоматическое распознавание калибровочных буферов и их индикация.
- Индикатор низкого заряда батареи и возможность автоматического отключения.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	HANNA Instruments
Страна бренда	США
Отрасли	Водоснабжение, водоотведение, водные ресурсы
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010001264.pdf
Тип прибора	карманный
Измеряемые параметры	pH
Диапазон показаний, pH	0,00...14,00
Дискретность, pH	0,01
Погрешность, ±pH	0,05
Габариты, мм	174×50×25
Вес, кг	0.05
Страна производства	Румыния

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.