

## Холодильник Бирюса 2502 для хранения медицинских отходов класса Б

Холодильники для медицинских отходов



### Ваша цена

Розница  
**45 681 руб.**

Оптовая цена  
**45 301 руб.**

бирюса

Под заказ

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Холодильник для хранения медицинских отходов класса Б Бирюса 2502

Предназначен для временного хранения медицинских отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности, в том числе: материалы и инструменты, предметы, загрязнённые кровью и (или) другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3-4 групп патогенности) в лечебно-профилактических учреждениях.

Хранение (накопление) более 24 часов необеззараженных медицинских отходов класса Б осуществляется в холодильнике не более 7 суток с начала момента накопления отходов.

Применение холодильника «Бирюса», предназначенного для временного хранения медицинских отходов класса Б, для других целей не допускается.

Холодильник оснащён светодиодным светильником. Включение и выключение светильника происходит автоматически при открытии/закрытии двери холодильника.

Холодильник оснащён бактерицидным светильником, предназначенным для обеззараживания внутренних поверхностей холодильника и емкостей для хранения медицинских отходов.

Холодильник может комплектоваться одноразовыми и многоразовыми емкостями, баками жёлтого цвета, предназначенными для хранения медицинских отходов класса Б.

Особенности:

- электронная система управления;
- световая и звуковая сигнализация отклонения внутренней температуры и незакрытой двери холодильника.

Испаритель холодильного отделения холодильника размораживается автоматически.

Для удобства перемещения холодильник оснащён колёсными опорами.

Холодильник оснащён механическим замком, позволяющим ограничить доступ к хранящимся в холодильнике отходам.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Бирюса

<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010033129.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010033129.pdf</a>
<b>Тип холодильника</b>	для медицинских отходов
<b>Форм-фактор холодильника</b>	высокий (напольный)
<b>Дверцы</b>	непрозрачные металлические
<b>Температура в холодильнике, °C</b>	-1...+10
<b>Общий объём, л</b>	295
<b>Объём холодильной камеры, л</b>	295
<b>Количество компрессоров, шт</b>	1 (не инверторный)
<b>Хладагент</b>	R-600a
<b>Максимальный шум, дБ</b>	45
<b>Габариты, мм</b>	600 × 590 (630 с учётом ручки) × 1 455
<b>Вес, кг</b>	56
<b>Вес в упаковке, кг</b>	60
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	650 × 660 × 1 490
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	85
<b>Страна производства</b>	Россия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.