

## Холодильник Бирюса 2506 для хранения медицинских отходов класса Б

Морозильники для медицинских отходов



### Ваша цена

Розница

**47 790 руб.**

### Оптовая цена

**47 381 руб.**

**бирюса**

Под заказ

С учетом НДС 20 %

### Наличие регистрационного удостоверения

## Описание

### Холодильно-морозильная камера Бирюса 2506 для хранения медицинских отходов класса Б

Предназначена для временного хранения медицинских отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности, в том числе: материалы и инструменты, предметы, загрязнённые кровью и (или) другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3-4 групп патогенности) в лечебно-профилактических учреждениях.

Хранение (накопление) более 24 часов необеззараженных медицинских отходов класса Б осуществляется в камере до 1 месяца с начала момента накопления отходов.

Применение камеры «Бирюса», предназначеннной для временного хранения медицинских отходов класса Б, для других целей не допускается.

Камера оснащена светодиодным светильником. Включение и выключение светильника происходит автоматически при открытии/закрытии двери камеры.

Камера оснащена бактерицидным светильником, предназначенным для обеззараживания внутренних поверхностей камеры и емкостей для хранения медицинских отходов.

Камера может комплектоваться одноразовыми и многоразовыми емкостями, баками жёлтого цвета, предназначенными для хранения медицинских отходов класса Б.

Особенности:

- система No Frost;
- электронная система управления;
- световая и звуковая сигнализация отклонения внутренней температуры и незакрытой двери камеры;
- комплект ёмкостей (1 бак 35 л, 1 бак 12 л, 2 бака по 3 л).

Испаритель холодильного отделения холодильника размораживается автоматически.

Для удобства перемещения камера оснащена колёсными опорами.

Камера оснащена механическим замком, позволяющим ограничить доступ к отходам, хранящимся внутри.

## Характеристики

---

Параметр:

**Показатель:**

<b>Бренд</b>	Бирюса
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Тип холодильника</b>	для медицинских отходов
<b>Дверцы</b>	непрозрачные металлические
<b>Температура в холодильнике, °С</b>	-25...+5
<b>Общий объём, л</b>	230
<b>Объём холодильной камеры, л</b>	230
<b>Количество компрессоров, шт</b>	1 (не инверторный)
<b>Хладагент</b>	R-600a
<b>Максимальный шум, дБ</b>	45
<b>Габариты, мм</b>	600 × 590 (630 с учётом ручки) × 1 455
<b>Вес, кг</b>	56
<b>Вес в упаковке, кг</b>	60
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	650 × 660 × 1 490
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	130
<b>Страна производства</b>	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.