

## Холодильник для хранения крови POZIS XK-400-1

Медицинские и фармацевтические холодильники



### Ваша цена

Розница  
**62 709 руб.**

Оптовая цена  
**61 142 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: для крови
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °C: 2-6
- Общий объём, л: 400
- Объём холодильной камеры, л: 400

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Холодильник для хранения крови POZIS XK-400-1

POZIS XK-400-1 предназначен для хранения крови и эритроцитарной массы. В комплект поставки входят 16 кассет для хранения контейнеров с кровью и компонентами.

Особенности POZIS XK-400-1

- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры.
- Система принудительной циркуляции воздуха.
- Металлическая дверь с замком.
- Автоматическое поддержание температуры в камере.
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной.
- Отображение температуры на табло панели управления.
- Отключение вентилятора при открывании двери.

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС.

На POZIS XK-400-1 предоставляются термокарты.

Потребление электроэнергии: 1,42 кВт\*ч/сутки.

## Преимущества

Холодильник для хранения крови POZIS XK-400-1 — это профессиональное оборудование, предназначенное для надёжного и безопасного хранения компонентов крови в лабораторных и клинических условиях. Точное поддержание температурного режима обеспечивает сохранность биологических материалов.

- Температурный диапазон от +2°C до +6°C — оптимальные условия для хранения крови и её компонентов.
- Цифровой микропроцессорный контроллер — точное поддержание заданной температуры с минимальными отклонениями.
- Система аварийной сигнализации — предупреждает о превышении температурного порога или

других нештатных ситуациях.

- Высокая степень теплоизоляции — снижает энергопотребление и обеспечивает стабильность температуры при перебоях с электричеством.
- Износостойкий корпус из нержавеющей стали — устойчив к коррозии и регулярной дезинфекции.
- Регулируемые полки — позволяют удобно размещать различные виды контейнеров и пакетов с кровью.
- Электронный термометр с внешним дисплеем — возможность контроля параметров без открывания камеры.
- Встроенный замок на дверце — защита от несанкционированного доступа и дополнительная безопасность.
- Автономное питание (опционально) — позволяет продолжать работу при отключении электроэнергии.
- Простота обслуживания — интуитивно понятное управление и доступная чистка внутренней камеры.

POZIS XK-400-1 — это идеальный выбор для станций переливания крови, лабораторий и медицинских центров, где особенно важны точность, надёжность и соответствие санитарным стандартам.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	POZIS
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Тип холодильника</b>	для крови
<b>Форм-фактор холодильника</b>	высокий (напольный)
<b>Дверцы</b>	непрозрачные металлические
<b>Температура в холодильнике, °C</b>	2-6
<b>Общий объём, л</b>	400
<b>Объём холодильной камеры, л</b>	400
<b>Количество компрессоров, шт</b>	1
<b>Габариты, мм</b>	1950×610×600
<b>Вес, кг</b>	72
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	300
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.