

Холодильник для хранения медицинских отходов GTS R-180

Холодильники для медицинских отходов



**Сделано
в России**

Под заказ

Описание

Специализированный холодильник для медицинских отходов GTS R-180

Специализированный холодильник GTS R-180 – это профессиональное компрессорное оборудование, предназначенное для временного и безопасного хранения эпидемиологически опасных (класс Б) и чрезвычайно эпидемиологически опасных (класс В) отходов. Конструкция и комплектация прибора полностью удовлетворяют строгим требованиям СанПиН 2.1.3684–21, что делает его легитимным и необходимым оснащением для медицинских организаций, косметологических клиник и лабораторий различного профиля.

Аппарат гарантирует поддержание стабильного температурного режима в диапазоне от 0 до +8 °С, что критически важно для замедления размножения патогенной микрофлоры в биологических и органических остатках до момента их аппаратного обеззараживания или вывоза. Желтое цветовое исполнение и крупная заводская маркировка «Медицинские отходы» исключают риск случайного использования оборудования не по назначению и обеспечивают быструю визуальную идентификацию зоны временного накопления.

Конструктивные особенности

- Встроенная бактерицидная УФ-лампа, обеспечивающая регулярную санитарную обработку и дезинфекцию всего внутреннего объема камеры.
- Механический ключевой замок на металлической дверце, предотвращающий несанкционированный доступ к инфицированным или потенциально инфицированным материалам.
- Наличие системы автоматического оттаивания, избавляющей медицинский персонал от необходимости проведения регулярной ручной разморозки.
- Полноценная стартовая комплектация, включающая четыре маркированных пластиковых бака желтого цвета (два по 35 л и два по 3 л) для сбора отходов класса Б.
- Надежное основание с четырьмя регулируемыми опорами, позволяющими выставить прибор строго по уровню даже на неровном напольном покрытии.
- Внутренняя светодиодная подсветка камеры, обеспечивающая отличный обзор загруженных контейнеров в условиях любого внешнего освещения.

Комплект поставки

- Холодильник GTS R-180 – 1 шт.
- Полка – 2 шт.
- Ключи – 2 шт.
- Бак для отходов объемом 35 л – 2 шт.
- Бак для отходов объемом 3 л – 2 шт.
- Вставка дренажная (ёршик) – 1 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.

Технические характеристики

Назначение	Для хранения медицинских отходов класса Б и В	
Материал корпуса	Металл	
Цвет корпуса	Желтый	
Объем холодильной камеры	180 л	

Температура в камере	От 0 до +8 °С
Хладагент	R600a
Энергопотребление	0.48 кВт·ч/сутки
Класс энергоэффективности	A
Уровень шума	40 дБ
Бактерицидная УФ-лампа	Встроенная
Внутреннее освещение	Светодиодное
Количество полок	2 шт.
Средний срок службы	10 лет
Гарантия производителя	24 месяца

Преимущества

- Полное юридическое и техническое соответствие актуальным санитарно-эпидемиологическим правилам по обращению с медотходами.
- Экономичность в повседневной эксплуатации благодаря классу энергоэффективности A и низкому суточному энергопотреблению.
- Высокий акустический комфорт при работе компрессора (не более 40 дБ), не мешающий работе персонала в помещении.
- Исключительная долговечность цельнометаллического корпуса с заявленным производителем сроком службы не менее 10 лет.
- Повышенная безопасность и инфекционный контроль за счет штатной УФ-лампы и запирающейся на ключ двери.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010041744.pdf
Габариты, мм	480×610×1230
Вес, кг	36
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.