

Холодильник POZIS RD-164 C

Медицинские и фармацевтические холодильники

Арт. ЦИБ00001242



- Тип холодильника: комбинированный
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °C: 0-10
- Температура в морозильной камере, °C: -18
- Общий объём, л: 400
- Объём холодильной камеры, л: 270
- Объём морозильной камеры, л: 130

POZIS RD-164 C

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Холодильник POZIS RD-164 C

Комбинированный холодильник POZIS RD-164 C предназначен для хранения продуктов при температуре от 0 до +10 °C в холодильной камере и при температуре от -18 °C и выше в морозильной камере.

Отличается большим объёмом холодильной камеры: 270 л.

Дверь верхней камеры — стеклопакет, нижней — металлическая. Ручная система оттаивания морозильной камеры, капельная система оттаивания холодильной камеры.

Потребление электроэнергии: 1,79 кВт*ч/сутки.

Используется для хранения пищевых продуктов в зоне отдыха или общей столовой для персонала.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ЦИБ00001242
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Тип холодильника	комбинированный
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °C	0-10
Температура в морозильной камере, °C	-18
Общий объём, л	400

Объём холодильной камеры, л	270
Объём морозильной камеры, л	130
Количество компрессоров, шт	2
Хладагент	R600a
Габариты, мм	2080×615×600
Вес, кг	95
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.