

Кистевой динамометр НТМИЗ ДК-140



Ваша цена

Розница
6 514 руб.

Оптовая цена
6 411 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здоровоохранение

НДС не облагается

- Диапазон измерений, даН: 20-140
- Цена деления шкалы, даН : 2
- Предел допускаемой абсолютной погрешности, ±даН : 4

Описание

Кистевой динамометр НТМИЗ ДК-140

Динамометр НТМИЗ ДК-140 предназначен для измерения мышечной силы кисти у спортсменов. Может применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, диспансерах, санаториях и спортивных учреждениях.

Это самый большой по диапазону в линейке динамометров.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/02239 от 17.03.2008.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Нижнетагильский медико-инструментальный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000027073.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027073.pdf
Диапазон измерений, даН	20-140
Цена деления шкалы, даН	2
Предел допускаемой абсолютной погрешности, ±даН	4

Габариты, мм	145×50×25
Вес, кг	0.26
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.