

## Кистевой динамометр НТМИЗ ДК-140

Динамометры



- Диапазон измерений, даН: 20-140
- Цена деления шкалы, даН : 2
- Предел допускаемой абсолютной погрешности,  $\pm$ даН : 4



Под заказ

**Области применения:**

- Здоровоохранение

### Описание

#### Кистевой динамометр НТМИЗ ДК-140

Динамометр НТМИЗ ДК-140 предназначен для измерения мышечной силы кисти у спортсменов. Может применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, диспансерах, санаториях и спортивных учреждениях.

Это самый большой по диапазону в линейке динамометров.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/02239 от 17.03.2008.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Нижнетагильский медико-инструментальный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000027073.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000027073.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027073.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027073.pdf</a>
Диапазон измерений, даН	20-140
Цена деления шкалы, даН	2
Предел допускаемой абсолютной погрешности, $\pm$ даН	4
Габариты, мм	145×50×25

Вес, кг	0.26
---------	------

Страна производства	Россия
---------------------	--------

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.