

Кистевой динамометр НТМИЗ ДК-25

Динамометры



Ваша цена

Розница
6 514 руб.

Оптовая цена
6 411 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Диапазон измерений, даН: 3-25
- Цена деления шкалы, даН : 0,5
- Предел допускаемой абсолютной погрешности, ±даН : 0,75

Описание

Кистевой динамометр НТМИЗ ДК-25

Динамометр НТМИЗ ДК-25 предназначен для измерения мышечной силы кисти детей и ослабленных пациентов. Может применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, диспансерах, санаториях и спортивных учреждениях.

Это самый маленький по диапазону измерений динамометр линейки.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/02239 от 17.03.2008.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Нижнетагильский медико-инструментальный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000001769.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000001769.pdf
Диапазон измерений, даН	3-25
Цена деления шкалы, даН	0,5
Предел допускаемой абсолютной погрешности, ±даН	0,75

Габариты, мм	125×50×25
Вес, кг	0.18
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.