

Кистевой динамометр НТМИЗ ДК-50

Динамометры



Ваша цена

Розница
6 514 руб.

Оптовая цена
6 411 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Диапазон измерений, даН: 5-50
- Цена деления шкалы, даН : 1
- Предел допускаемой абсолютной погрешности, ±даН : 1,5

Описание

Кистевой динамометр НТМИЗ ДК-50

Динамометр НТМИЗ ДК-50 предназначен для измерения мышечной силы кисти женщин и подростков. Может применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, диспансерах, санаториях и спортивных учреждениях.

Это второй по диапазону в линейке динамометров.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/02239 от 17.03.2008.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--|--|
| Бренд | Нижнетагильский медико-инструментальный завод |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Здравоохранение |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000024727.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000024727.pdf |
| Диапазон измерений, даН | 5-50 |
| Цена деления шкалы, даН | 1 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, ±даН | 1,5 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Габариты, мм | 135×50×25 |
| Вес, кг | 0.21 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.