

Клинки ларингоскопа KaWe Miller F.O.

Ларингоскопы Арт. 03.42023.611

Ваша цена

Розница

7 046 руб.

Оптовая цена


6 983 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение



НДС не облагается

Описание

Клинки ларингоскопа KaWe Miller F.O. (№00, №0, №1)

Клинки ларингоскопа KaWe Miller F.O. предназначены для проведения обследования гортани и выполнения оральной интубации у детей и взрослых. Используются в анестезиологии, реаниматологии, терапии, а также в службах экстренной медицинской помощи и медицине катастроф для обеспечения искусственной вентиляции лёгких.

Прямая конструкция клинка обеспечивает оптимальный обзор надгортанника и голосовых связок, повышая точность и безопасность манипуляций. Изделие изготовлено из матовой нержавеющей стали, что исключает блики и улучшает визуализацию рабочей зоны.

Фиброоптический световод диаметром 4 мм обеспечивает яркое направленное освещение. Световод съёмный и легко заменяется без использования дополнительных инструментов. При установке в рабочее положение освещение активируется автоматически.

Клинки совместимы со всеми рукоятками KaWe с фиброоптическим освещением. Поверхность устойчива к воздействию дезинфицирующих средств и подходит для многократной стерилизации в автоклаве при температуре 134 °C.

Особенности

- Прямая конструкция типа Miller для улучшенной визуализации надгортанника и голосовых связок.
- Матовая нержавеющая сталь без бликов.
- Совместимость с рукоятками KaWe F.O.
- Фиброоптическое освещение с автоматическим включением при установке.
- Съёмный световод диаметром 4 мм.
- Возможность быстрой замены световода без инструментов.
- Устойчивость к многократной дезинфекции и стерилизации.
- Подходит для применения у детей и взрослых пациентов.
- Надёжная конструкция для использования в экстренной медицине.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип	Miller №00, №0, №1
Вид	Прямой
Назначение	Для детей и взрослых
Материал	Матовая нержавеющая сталь
Тип света	Фиброоптика Ø 4 мм
Световод	Съёмный
Стерилизация	Автоклавирующее до 134 °C
Совместимость	Все рукоятки KaWe F.O.

Преимущества

- Прямая конструкция клинка обеспечивает улучшенную визуализацию надгортанника и голосовых связок при интубации.
- Фиброоптическое освещение с сильным направленным световым потоком повышает точность манипуляций.
- Матовая нержавеющая сталь исключает блики и улучшает обзор операционного поля.
- Совместимость с рукоятками KaWe F.O. обеспечивает универсальность применения.
- Съёмный световод облегчает обслуживание и замену без использования инструментов.
- Автоматическое включение освещения при установке клинка в рабочее положение повышает удобство работы.
- Устойчивость к многократной дезинфекции и автоклавному режиму до 134 °C.
- Подходит для использования у детей и взрослых пациентов различных возрастных групп.
- Надёжная конструкция обеспечивает стабильность при проведении экстренных процедур.
- Оптимальная эргономика снижает нагрузку при длительных манипуляциях.
- Быстрая интеграция в стандартные системы ларингоскопии KaWe.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	03.42023.611
Бренд	KaWe
Страна бренда	Германия
Отрасли	Для ЛОР-кабинета
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040764.pdf
Вес, кг	0.11
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.