

Комплект детских складных шин Медплант КШТИд-02

Шины, косынки, фиксаторы



Ваша цена

Розница

1 240 руб.

Оптовая цена

1 220 руб.

**Сделано
в России**

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Комплект детских складных шин Медплант КШТИд-02

Комплект детских складных шин Медплант КШТИд-02 предназначен для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних и нижних конечностей, а также шейного отдела позвоночника.

Комплект включает складные шины для верхней и нижней конечностей и транспортную шину-воротник для детей. Шины для конечностей выполнены в виде пластин специальной формы из влагостойкого картона с продольной и поперечной перфорацией, которая позволяет моделировать их по размеру и форме конечности.

Для фиксации заданного положения шин конечностей предусмотрены пластиковые кнопки. Фиксация шин на теле пациента осуществляется с помощью бинтов и косыночной повязки.

Шина-воротник представляет собой двухкомпонентную конструкцию из влагостойкого картона и изолона. Конструкция позволяет регулировать воротник по высоте и объёму шеи. Для фиксации предусмотрена текстильная застёжка.

Конструкция

Шины для конечностей

- Пластины специальной формы из влагостойкого картона.
- Продольная и поперечная перфорация для моделирования шины по размеру конечности.
- Пластиковые кнопки для фиксации заданного положения шины.
- Фиксация на теле пациента с помощью бинтов и косыночной повязки.

Шина-воротник

- Двухкомпонентная конструкция.
- Материал — влагостойкий картон и изолон.
- Регулировка по высоте и объёму шеи.
- Текстильная застёжка для фиксации.
- Центральное окно.

Особенности

- Складная конструкция шин и воротника.
- Моделирование шин для конечностей по размеру и форме конечности.
- Продольная и поперечная перфорация для изменения конфигурации шины.
- Пластиковые кнопки для фиксации положения шин конечностей.
- Регулировка шины-воротника по высоте и объёму шеи.
- Центральное окно в шине-воротнике.
- Рентгенопрозрачный материал шин.
- Влагостойкий картон в конструкции шин для конечностей.
- Влагостойкий картон и изолон в конструкции шины-воротника.
- Масса комплекта — 0,7 кг.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Рабочий диапазон температур	от -50 °C до +45 °C
Рентгенопрозрачность	Да
Наличие центрального окна в шине-воротнике	Да
Количество регулируемых размеров шины для нижней конечности для детей	5
Количество регулируемых размеров шины для верхней конечности для детей	5
Количество регулируемых размеров шины-воротника для детей	3
Регулирование шины-воротника по высоте и объёму шеи	Да
Продольная и поперечная перфорация для моделирования шины по размеру конечности	Да
Способ фиксации шин для конечностей на теле пациента и косыночной повязки	С помощью бинтов
Способ фиксации шины-воротника на теле пациента	Текстильная застёжка
Материал шин для конечностей	Влагостойкий картон
Материал шины-воротника	Влагостойкий картон, изолон, текстильная застёжка

Комплект поставки

Наименование	Количество
Шина транспортная для нижней конечности для детей ШТИд-02	1 шт.
Шина транспортная для верхней конечности для детей ШТИд-02	1 шт.
Шина-воротник транспортная для детей ШТИд-02	1 шт.
Бинт медицинский стерильный	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Преимущества

- Комплект предназначен для детской иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних и нижних конечностей, а также шейного отдела позвоночника.
- В комплект входят шины для верхней и нижней конечностей и регулируемая шина-воротник для детей.
- Складная конструкция позволяет компактно размещать комплект в медицинской упаковке.
- Продольная и поперечная перфорация позволяет легко моделировать шины для конечностей по размеру и форме конечности.
- Пять регулируемых размеров предусмотрено для шины нижней конечности и пять — для шины верхней конечности.
- Шина-воротник имеет три регулируемых размера.
- Регулировка шины-воротника выполняется по высоте и объёму шеи.
- Пластиковые кнопки позволяют фиксировать заданное положение шин для конечностей после моделирования.
- Фиксация шин для конечностей на теле пациента осуществляется с помощью бинтов и косыночной повязки.
- Текстильная застёжка обеспечивает фиксацию шины-воротника на теле пациента.
- Центральное окно в шине-воротнике позволяет контролировать состояние пациента и обеспечивает доступ к области шеи.
- Рентгенопрозрачность материала позволяет выполнять рентгенографию без снятия шин.
- Шины для конечностей изготовлены из влагостойкого картона.
- Шина-воротник изготовлена из влагостойкого картона и изолон с текстильной застёжкой.
- Небольшая масса комплекта — 0,7 кг.
- Комплект рассчитан на эксплуатацию при температуре от -50 °C до +45 °C.
- Картонные элементы конструкции удобны для последующей утилизации.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия

Отрасли	Для скорой помощи
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010036298.pdf
Вес, кг	0.7
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.