

Комплект складных шин Медплант КШТИд-01 (средний размер)

Шины, косынки, фиксаторы



Ваша цена

Розница

7 965 руб.

Оптовая цена

7 830 руб.

Сделано
в России

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Комплект складных шин Медплант КШТИд-01

Комплект складных шин Медплант КШТИд-01 среднего размера предназначен для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних и нижних конечностей, а также шейного отдела позвоночника.

Комплект включает складные шины для верхней и нижней конечностей и транспортную шину-воротник. Шины для конечностей представляют собой пластины специальной формы из пластика с продольной и поперечной перфорацией. Такая конструкция позволяет легко моделировать шину по размеру и форме конечности.

Для закрепления заданного положения шин предусмотрены пластиковые кнопки и прорези для них. Фиксация шин на конечностях осуществляется с помощью бинтов и косыночной повязки.

Шина-воротник выполнена из пластика и регулируется по объёму шеи и высоте. Для фиксации воротника используется текстильная застёжка. Конструкция воротника оснащена центральным окном.

Конструкция

Шины для конечностей

- Пластины специальной формы из пластика.
- Продольная и поперечная перфорация для моделирования шины по размеру конечности.
- Пластиковые кнопки и прорези для фиксации заданного положения шины.
- Фиксация на теле пациента с помощью бинтов и косыночной повязки.

Шина-воротник

- Конструкция из пластика.
- Регулировка по высоте и объёму шеи.
- Центральное окно.
- Текстильная застёжка для фиксации на теле пациента.

Особенности

- Складная конструкция шин и воротника для компактного хранения и транспортировки.
- Комплект поставляется в специальной транспортировочной сумке.
- Моделирование шин по размеру и форме конечности без необходимости кроя, использования ножниц и других дополнительных действий.
- Продольная и поперечная перфорация позволяет легко изменять конфигурацию шин.
- Пластиковые кнопки обеспечивают фиксацию положения шин конечностей.
- Пять регулируемых размеров предусмотрено для шины нижней конечности и пять — для шины верхней конечности.
- Шина-воротник имеет три регулируемых размера.
- Регулировка шины-воротника выполняется по высоте и объёму шеи.
- Центральное окно в шине-воротнике предназначено для проверки пульса, проведения коникотомии и осмотра.
- Рентгенопрозрачный материал позволяет выполнять рентгенографию без снятия шин.
- Шины предназначены для многократного использования.
- Пластиковые поверхности легко очищаются.

- Масса комплекта составляет 1,2 кг.
- Комплект рассчитан на эксплуатацию при температуре от -50 °C до +45 °C.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Размер	Средний
Рабочий диапазон температур	от -50 °C до +45 °C
Рентгенопрозрачность	Да
Наличие центрального окна в шине-воротнике	Да
Количество регулируемых размеров шины для нижней конечности для детей	5
Количество регулируемых размеров шины для верхней конечности для детей	5
Количество регулируемых размеров шины-воротника для детей	3
Регулирование шины-воротника по высоте и объёму шеи	Да
Продольная и поперечная перфорация для моделирования шины по размеру конечности	Да
Способ фиксации шин для конечностей на теле пациента и косыночной повязки	С помощью бинтов
Способ фиксации шины-воротника на теле пациента	Текстильная застёжка
Материал шин для конечностей	Пластик
Материал шины-воротника	Пластик, изолон, текстильная застёжка

Комплект поставки

Наименование	Количество
Шина транспортная для нижней конечности для детей ШТИд-01	1 шт.
Шина транспортная для верхней конечности для детей ШТИд-01	1 шт.
Шина-воротник транспортная для детей ШТИд-01	1 шт.
Повязка косыночная для детей ПКд-01	1 шт.
Бинт медицинский стерильный	2 шт.
Сумка транспортировочная	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Преимущества

- Комплект среднего размера для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами конечностей и шейного отдела позвоночника.
- Складная конструкция шин и воротника обеспечивает компактное хранение и транспортировку.
- Все элементы комплекта укладываются в специальную транспортировочную сумку.
- Пластиковые шины легко моделируются по форме и размеру конечности без использования ножниц и других инструментов.
- Продольная и поперечная перфорация позволяет адаптировать шину под анатомические особенности конечности.
- Пластиковые кнопки и прорези обеспечивают фиксацию смоделированного положения шин.
- Пять регулируемых размеров предусмотрено для шины нижней конечности и пять — для шины верхней конечности.
- Шина-воротник имеет три регулируемых размера и настраивается по высоте и объёму шеи.
- Центральное окно шины-воротника обеспечивает доступ к области шеи для проверки пульса, проведения коникотомии и осмотра.
- Рентгенопрозрачность пластиковых элементов позволяет проводить рентгенографию без снятия шин.
- Фиксация шин для конечностей осуществляется бинтами и косыночной повязкой.
- Текстильная застёжка обеспечивает фиксацию шины-воротника.
- Многоцветное использование позволяет применять комплект после очистки и подготовки к следующему использованию.
- Пластиковые поверхности легко очищаются.
- Комплект содержит косыночную повязку для детей, стерильные медицинские бинты и транспортировочную сумку.
- Конструкция рассчитана на эксплуатацию при температуре от -50 °C до +45 °C.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для скорой помощи
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010035461.pdf
Вес, кг	1.2
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.